

is

**Notkunarleiðbeiningar**

**VacStent GI™**

**Vélinda**



**VAC** Stent GI™



**MIKILVÆGT**

LESTU VANDLEGA FYRIR NOTKUN

VISTAÐU TIL FRAMTÍÐARVIÐMIÐUNAR

# Efnisyfirlit

<b>1. Almennar öryggisleiðbeiningar</b> .....	<b>5</b>
1.1 Útskýring á öryggistáknum sem notuð eru .....	6
1.1.1 Tákn í notkunarleiðbeiningum:.....	6
1.1.2 Tákn á umbúðum.....	6
1.2 Einnota.....	7
1.3 Tilkynning um flutning og geymslu .....	7
1.4 Varúðarráðstafanir .....	7
1.5 Rétt förgun .....	7
1.6 Ábyrgð framleiðanda .....	7
<b>2. Lýsing</b> .....	<b>8</b>
2.1 Fyrirhuguð notkun .....	8
2.2 Notandi.....	8
2.3 Vísbending .....	8
2.4 Frábending.....	8
<b>3. Fylgikvillar</b> .....	<b>9</b>
3.1 Hugsanlegir fylgikvillar meðan á aðgerð stendur.....	9
3.2 Hugsanlegir fylgikvillar eftir aðgerðina.....	9
3.3 Takmarkanir .....	9
3.4 Skilaboð .....	9
<b>4. Vörulýsing</b> .....	<b>10</b>
<b>5. Undirbúningur</b> .....	<b>12</b>
5.1 Viðbótar nauðsynlegur búnaður .....	12
5.2 Sjónræn skoðun .....	12
5.3 Leggur sskola.....	12
5.3.1 Skolið frárennslislegg.....	13
5.3.2 Skolaðu ytri legginn .....	13
5.3.3 Skolaðu innri legginn .....	13
<b>6. Umsókn</b> .....	<b>14</b>
6.1 Varúðarráðstafanir .....	14
6.2 Settu stoðnet .....	14
6.3 Athuganir við notkun .....	16
6.4 Mataræði á meðan á notkun stendur .....	16
6.5 Fjarlæging á VacStent GI™ .....	17
6.6 Skipt um VacStent GI™ .....	17
<b>7. Viðauki</b> .....	<b>18</b>
7.1 Afhendingareyðublað .....	18
7.2 Tæknilegar upplýsingar.....	18
7.3 Pöntunarnúmer .....	18
7.4 Hafðu sambandgögn.....	18

### 1. Almennar öryggisleiðbeiningar

Til að fá almennar leiðbeiningar, virkniskoðun og sundurliðun á vörum í mörgum hlutum, vinsamlegast hafðu samband við staðbundna sölufulltrúa eða framleiðanda beint.

Vörurni má ekki breyta og aðeins má nota í þeim tilgangi sem henni er ætlað.



#### Lestu notkunarleiðbeiningarnar

Notendahandbókin er hluti af vörurni. Ef ekki er farið eftir reglum getur það leitt til allt frá alvarlegum meiðslum til dauða.

- Lestu og fylgdu notkunarleiðbeiningunum



#### Skemmdar umbúðir

Ef sæfðu umbúðirnar eru skemmdar má ekki lengur nota vöruna.

- Fargaðu vöru



#### Notist aðeins innan fyrningardagsins

Eftir að fyrningardagsetningu hefur verið náð getur efnispreyta átt sér stað. Varan og umbúðirnar geta orðið stökkar og gegndræpi og þar af leiðandi óstöðugar og ósæfðar. Örugg notkun vörunnar er ekki lengur tryggð.

- Notaðu vöruna aðeins fyrir fyrningardagsetningu hennar
- Ef fyrningardagsetningin er liðin skal farga vörurni

## ALMENNAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

### 1.1 Útskýring á öryggistáknum sem notuð eru

Mikilvægar upplýsingar eru merktar sjónrænt í þessum notkunarleiðbeiningum. Þessar leiðbeiningar eru forsenda þess að útiloka áhættu fyrir sjúklinga, notendur eða þriðja aðila, sem og til að koma í veg fyrir skemmdir eða bilanir á VacStent GI™.

#### 1.1.1 Tákn í notkunarleiðbeiningum:



Hætta



Takið eftir

#### 1.1.2 Tákn á umbúðum



Nafn lotu



Fylgdu leiðbeiningunum



Vörunúmer



Söluaðili



Lækningatæki



Framleiðandi



Hreinsa vöruaðkenni



Framleiðsludagur  
ÁÁÁÁ-MM-DD



Sóthreinsað með  
etýlenoxíði



Exp  
ÁÁÁÁ-MM-DD



Ekki endurnotkun



Pökkunareining



Ekki aftur dauðhreinsa



Ekki nota ef umbúðir eru  
skemmdar



Einfalt dauðhreinsað  
hindrunarkerfi



Geymið þurr



Einfalt dauðhreinsað  
hindrunarkerfi með ytri  
hlífðarumbúðum



Verndaðu gegn sólarljósi

**R**ONLY

Varúð: Samkvæmt  
bandarískum alríkislögum má  
aðeins selja þessa vöru til eða  
samkvæmt fyrirmælum  
læknis.

Frekari upplýsingar um táknin sem notuð eru má finna á heimasíðunni okkar:  
[www.moeller-medical.com/glossary-symbols](http://www.moeller-medical.com/glossary-symbols)

### 1.2 Einnota

VacStent GI™ er aðeins einnota.



#### Engin endurnotkun á einnota hlutum

Hætta er á sýkingu fyrir sjúkling, notanda eða þriðja aðila þegar einnota hlutir eru notaðir aftur.

- VacStent GI™ fargaðu á réttan hátt eftir einnota notkun (*kafli 1.5*)



#### Engin endurvinnsla á einnota hlutum

Þrif, sótthreinsun og dauðhreinsun getur haft svo mikil áhrif á mikilvæga efniseiginleika og færribreytur vöru að það leiðir til bilunar á hlutum.

- Ekki þrifa, sótthreinsa eða dauðhreinsa

### 1.3 Tilkynning um flutning og geymslu

- Geymið í dimmu, þurru og hreinu herbergi í lokuðum upprunalega öskjunni
- VacStent GI™ má ekki verða fyrir lífrænum leysum

### 1.4 Varúðarráðstafanir

- Sjúklingar með ofnæmi fyrir nikkél-títan málmblöndur (nitínól) geta fengið ofnæmisviðbrögð við stoðnetinu
- Víxviðbrögð vöru eru ekki þekkt sem stendur
- Fá skal samþykkisyfirlýsingu frá sjúklingi

### 1.5 Rétt förgun

Farga verður umbúðunum í samræmi við staðbundnar leiðbeiningar og lög.



#### Rétt förgun VacStent GI™

Notað VacStent GI™ verður að farga á réttan hátt. Það er hætta á sýkingu ef þú kemst í snertingu við það.

- Fargaðu í samræmi við stefnu aðstöðu þinnar um lífhættulegan lækningaúrgang

### 1.6 Ábyrgð framleiðanda

Möller Medical GmbH tryggir að þróun og framleiðsla á VacStent GI™ var framkvæmd með nauðsynlegri aðgát og varkárni.

## 2. Lýsing

VacStent GI™ er sæfð einnota vara í pakka og má aðeins nota í tengslum við viðeigandi fylgihluti.

### 2.1 Fyrirhuguð notkun

VacStent GI™ sameinar lofttæmisvamp sem liggur innan í lumen í vélinda/maga eða þörmum og þrýstir sárið með yfirbyggðu stoðneti sem lokar svampinum frá holrýminu og tryggir þannig yfirferð. Þetta nær bæði markmiðum lekameðferðar, frárennsli á bólgusárseytingu með NPWT meðferð (neikvæð-þrýstings sárameðferð) og þéttingu á lekanum í gegnum vökvapétta yfirbyggða stoðnetið. Meðferð með VacStent GI™ á sér stað þar til lekinn hefur gróið í gegnum auka sársheilun.

### 2.2 Notandi

Þessi lýsing ein og sér gefur ekki nægan bakgrunn fyrir beina notkun á VacStent GI™. Notkun VacStent GI™ er aðeins samþykkt af þjálfuðu sérhæfðu starfsfólki. Sterklega er mælt með leiðbeiningum frá meltingarfræðingi sem hefur reynslu af notkun þessara vara.

### 2.3 Vísbending

VacStent GI™ er ætlað til meðferðar á leka í vélinda sem hægt er að nálgast með holspeglun. Með því að nota VacStent GI™ bólgusárseytingin er tæmd með NPWT meðferð og lekinn er lokaður með vökvapéttu, huldu stoðnetinu, að teknu tilliti til varðveislu gangansins. VacStent GI™ er einnig hægt að nota fyrirbyggjandi til að forðast skort.

### 2.4 Frábending

Frábendingar eru ma:

- Alvarleg storkukvilli
- Meðferðarþolin blóðsýking með tafarlausri ábendingu um skurðaðgerð
- Veruleg blóðþurrð í vefjum á svæði þar sem skortur er á eða í sárholinu, stærra en lengdarþvermál VacStent GI™
- Enginn eða erfiður aðgangur að vélinda



### 3. Fylgikvillar

#### 3.1 Hugsanlegir fylgikvillar meðan á aðgerð stendur

- Stent rangstaða sem leiðir til leka sem er ekki eða ekki alveg hulið
- Götun
- Gat þegar VacStent GI™ er fjarlægt vegna innvaxtar kornvefs eða slímhúð í svamphólknum
- Tap á svamphyllkinu (rennur frá stoðnetinu) þegar VacStent GI™ er fjarlægt
- Blæðing af völdum meðferðar á lekanum eða í sárholinu við hreinsun eða þegar losað er um VacStent GI™
- Flutningur á holrými
- Sýkingu
- Stentulokun vegna rangrar ísetningar

#### 3.2 Hugsanlegir fylgikvillar eftir aðgerðina

- Svamplokun þannig að sog er ekki lengur mögulegt
- Stíflun stents vegna innvaxtar kyrningavefs inn í stoðnetið
- Stentalokun vegna matarsöfnunar
- Hrun í vélindaholi og þar með þörf fyrir gervi næringu
- Síðar þrengsli vegna of mikillar myndun kyrningavefs á lekasvæðinu eða við stoðendanna
- Stentflutningur
- Brot á nítínólþráðum stoðnetsins
- Léleg þétting á stoðnetinu og þar með versnun blóðsýkingar
- Endurtekin teppandi mæði af völdum stoðnetslokunar eða stoðnetsflutnings
- Dauði

#### 3.3 Takmarkanir

VacStent GI™ gildir að mati læknis fyrir alla, óháð kyni, aldri, þyngd og þjóðernisuppruna. Börn, sérstaklega hávaxin og sérstaklega lágvaxin, eru undanþegin þessari reglu þar sem engin gögn liggja fyrir um það.

#### 3.4 Skilaboð

Tilkynna skal framleiðanda og lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu hvers kyns atvik eða alvarleg aukaatvik sem tengist tækinu.

## 4. Vörulýsing

Umfang afhendingar VacStent GI™:


- Yfirbyggð stoðnet
- Kynningarsett
- Y stykki

Yfirbyggða stoðnetið samanstendur af nitínólvrir, frárennslislegg og svamphyliki. Nitinol vírin er hefur pípulega möskva uppbyggingu. Þessi hönnun gerir stoðnetið sveigjanlegra og auðveldar sjálfvirka uppsetningu.


Virgni legganna:

- Ytri holleggurinn heldur stoðnetinu saman þar til stoðnetinu er komið fyrir
- Innri leggin gerir kleift að setja stoðnetið á réttan hátt
- Frárennslisleggurinn tæmir sáraseytið

Það eru 6 röntgenmerki innbyggð í stoðnetið, sem styðja myndgreiningu á meðan og eftir stoðnetssetningu. Það eru 2 andstæð röntgenmerki í hvorum enda og í miðju stoðnetsins.




Myndskreyting 1:  
Heildaryfirlit VacStent GI™



Myndskreyting 2:  
Nærenda VacStent GI™


1	Stöðugleiki Dr	5	Yfirbyggð stoðnet
2	Ólífur	6	Ytri leggleggur
3	Svamphólkur	7	Borun
4	Mið röntgenmerki		

## VÖRULÝSING



Myndskreyting 3:  
Miðhluti VacStent GI™

8	Handfang að framan	10	Festing
9	Hvítt Luer tengi		



Myndskreyting 4:  
Fjarlægur enda VacStent GI™

11	Fjólublá Luer tengi	14	Frárennslislegg
12	Sambandshneta	15	Innri leggleggur
13	Handfang að aftan	16	Gagnsæri Luer tengi

## 5. Undirbúningur

### 5.1 Viðbótar nauðsynlegur búnaður

- Myndataka:
  - Röntgenflúrspeglunartæki  
EÐA
  - Endoscopy eining með sveigjanlegum endoscopes
- Leiðarvír, með sveigjanlegum odd
  - 0,035 tommur (=0,89 mm) þykkt
- Sprauta til að skola:
  - Ráðlegging: að minnsta kosti 50 ml
- Endoscopic griptöng
- Hugsanlega yfirrör
  - með erfiðri innkomu í vélinda
- Stillanleg læknisfræðileg lágtæmisdæla með seytingarflösku



#### Fylgstu með forskriftum framleiðanda dælnnar

Stillingar á bilinu 40 til 125 mmHg. Dælan verður að tryggja stöðugt sog.

- Fylgdu notkunarleiðbeiningunum frá framleiðanda lágtæmisdælnnar

### 5.2 Sjónræn skoðun

Opnaðu ytri umbúðirnar og leitaðu að skemmdum á aðalumbúðunum. Opnaðu síðan aðalumbúðirnar og fjarlægðu VacStent GI™. Gakktu úr skugga um að stoðnetið sé óskemmt. Ef grunur leikur á að ófrjósemi eða virkni VacStent GI™ er skert, VacStent GI™ er ekki hægt að nota.

### 5.3 Leggur sskola

- Leggurinn á VacStent GI™ verður að skola með 50 ml sprautu fylltri NaCl áður en það er sett í
- NaCl lausnin má ekki vera heitari en líkamshiti, annars minnkar stöðugleiki ytri leggsins
- Stentið verður að vera algjörlega innan ytri leggsins meðan á skolun stendur



#### Ekki er hægt að setja stent

Stent sem hefur losnað að hluta, ekki hægt að setja það í vegna breyttrar lögunar.

- VacStent GI™ fleygðu með stoðneti sem er að hluta til sett og notaðu nýtt VacStent GI™ taka

### 5.3.1 Skolið frárennslislegg

Auðveldar því að fjarlægja stoðnetið úr ytri legginn. Styður við að setja upp svamphólkinn.

- 1 Fjólubláa Luer tengið breytt (hér eftir LLK)
  - a) Losaðu boltahnetuna á LLK
  - b) Að draga LLK af frárennslisleggnum
  - c) Skrúfaðu LLK á sprautuna
  - d) Þrýstu frárennslisleggnum inn í opið á LLK þar til viðnám finnst
  - e) Herðið boltahnetuna á LLK
- 2 Skolið svamphykið með að minnsta kosti 20 ml af NaCl lausn þar til það er dökkgrátt

### 5.3.2 Skolaðu ytri legginn

Auðveldar því að fjarlægja stoðnetið úr ytri legginn.

Það er lítið gat á ytri legginn, um það bil 20 cm frá fjarendanum. Vökvi getur lekið út á þessum tímapunkti. Hægt er að loka gatinu meðan á skulun stendur. Vökvi sem lekur út úr gatinu hefur ekki áhrif á virkni stoðnetsins.

- 1 Haltu litlu gati lokað
- 2 Skolið í gegnum hvíta Luer tengið með að minnsta kosti 20 ml af NaCl lausn

### 5.3.3 Skolaðu innri legginn

Auðveldar ísetningu stýrivírsins.

- 1 Fjarlægðu stöðugleikavírinn
- 2 Skolið í gegnum gegnsæja Luer tengið með að minnsta kosti 5 ml af NaCl lausn

## 6. Umsókn

### 6.1 Varúðarráðstafanir



#### Slæving

Sjúklingurinn ætti að vera svæfður fyrir aðgerðina að mati læknis sem framkvæma.

### 6.2 Settu stoðnet

Sjónræn skoðun er hægt að framkvæma með:

- geislarannsókn (röntgenmerki)
- endoscopic skoðun (skjár)



#### Ekki er hægt að setja vír í

Með sterkari stýrivír, VacStent GI™ er ekki hægt að setja inn og setja.

- Notaðu aðeins tilgreindar stýrivírstærðir (*kaffli 5.1*)

#### Undirbúningur fyrir staðsetningu stoðnets

- 1 Settu spegilinn í gegnum hálsinn í vélinda
- 2 Horfðu þar til væntanlegur leki á sér stað
- 3 Skoðaðu, hreinsaðu og mældu lekann
- 4 Endoscope að minnsta kosti 20 cm lengra nærri
- 5 Hámark í maga
- 6 Settu leiðarvírinn í og settu hann að minnsta kosti 20 cm fyrir ofan lekann
- 7 Hámark í maga
- 8 Fjarlægðu spegilmyndina þegar leiðarvír er á sínum stað

#### Staðsetning stents

- 9 Við mælum með því að nota viðeigandi smurolíu fyrir betri innsetningu í vélinda
- 10 Stingdu stýrivírnum í gegnum gatið á ólífunni í innri legginn
- 11 Stentið sem áður var skolað (*kaffli 5.3*), ýttu áfram yfir stýrivírinn undir sjónrænni stjórn
- 12 Nærenda stoðnetsins verður að vera 1 til 2 cm fyrir ofan efri brún lekans
- 13 Fjarlægji stoðnetsins ætti að vera að minnsta kosti 1 til 2 cm fyrir neðan neðri brún lekans
- 14 Athugaðu sjónrænt staðsetningu stoðnetsins áður en það er losað
- 15 Fjarlægðu stýrivírinn þegar stoðnetið er komið á sinn stað

### **Losaðu stoðnetið**

- 16 Losaðu öryggislásinn með því að skrúfa af appelsínugulu festingunni
- 17 Haltu í afturhandfangið með annarri hendi
- 18 Með hinni hendinni skaltu draga framhandfangið hægt og varlega í átt að bakhandfanginu
- 19 Í upphafi er aukin viðnám áberandi
- 20 Meðmæli: Festu afturhandfangið á mjöðmunum
- 21 Losaðu stoðnetið alveg undir sjónrænni stjórn
- 22 Skolið svamphylkið yfir fjólubláa Luer tengið með að minnsta kosti 40 ml af NaCl lausn til að rétta það úr
- 23 Bíddu í að minnsta kosti 3 mínútur þar til stoðnetið hefur að mestu komið upp
- 24 Athugaðu útbrotið sjónrænt

### **Fjarlægðu innleiðara**

- 25 Losaðu skrúftenginguna á fjólubláa Luer tenginu og fjarlægðu það úr frárennslisleggnum og leggðu það til hliðar til síðar. Það er nauðsynlegt til að fjarlægja stoðnetið
- 26 Stentið má ekki renna til þegar innleiðarinn er fjarlægður
- 27 Dragðu innleiðarann varlega til baka undir sjónrænni stjórn
- 28 Fylgjast verður með stoðnetinu þegar þú fjarlægir innskotið til að tryggja að það renni ekki til þegar það er fjarlægt
- 29 Ýttu á frárennslislegginn á meðan hann er dreginn út
- 30 Haltu frárennslisleggnum nálægt líkamanum um leið og hann sést í munni
- 31 Athugaðu sjónrænt rétta staðsetningu stoðnetsins
- 32 Settu frárennslislegginn í gegnum nefið
- 33 Það getur verið ryk í hlaupum. Til að tryggja að stoðnetið renni ekki þarf að vinna mjög varlega
- 34 Athugaðu hvort frárennslisleggurinn sé laus við beygjur, annars er ekki hægt að soga sárvökvann út
- 35 Festu fjólubláa Luer tengið aftur um það bil 10 cm frá enda frárennslislegsins



### **Röng stilling dællunnar**

Ef sogið er of lágt er mögulegt að stoðnetið renni og tæmist ekki lengur. Hrun á holrými mögulegt vegna of mikils sogs.

- Notaðu aðeins dælur innan tilgreinds stillingarsviðs (*kaffli 5.1*)

### Tengdu stoðnetið við dæluna

- 36 Skerið Y-stykkið þannig að það passi við frárennslislegginn
- 37 Tengdu frárennslislegginn í gegnum Y-stykkið við viðeigandi lágtæmisdælu
- 38 Kveikt á lágtæmisdælunni
- 39 Stilltu lágtæmisdæluna á milli 40 og 125 mmHg
- 40 Við mælum upphaflega með 125 mmHg. Meðan á meðferð stendur er hægt að stilla undirþrýstinginn niður á við að mati læknisins
- 41 Athugaðu sog

### 6.3 Athuganir við notkun

Eftir uppsetningu þarf að athuga staðsetningu stoðnetsins með geislafræðilegum hætti. Einungis má framkvæma speglunarskoðun þegar stoðnetið hefur brotnað út að fullu.

Tíðni athugana er á valdi læknis sem meðhöndlar.

#### Athugun á sjúklingi:

- Eftirfylgniskoðanir til að greina merki um fylgikvilla
- Staðsetning stoðnetsins (sjónstýring)
- Farðu yfir stoðnetið fyrir hverja máltíð með því að gleypa sýni af hreinu vatni
- Stilltur þrýstingur fyrir hverja máltíð

#### Athugun á dælunni:

- Tæmdu sárvökva (að minnsta kosti 2x á dag)
- Þrýstingur/tap á lágtæmisdælunni
- Stöðugt sog
- Leka
- Beyging í frárennslislegg

### 6.4 Mataræði á meðan á notkun stendur



#### Stentulokun vegna lélegs mataræðis

Óviðeigandi næring getur leitt til stoðnetslokunar.

Gefðu gaum að viðeigandi mataræði.

Leyfilegt: trefjalaus matur, vatn, tærar súpur

Ekki leyft: kalda drykki, seigfljótandi og fasta fæðu

Ef garnanæring er nauðsynleg verður aðferðin að vera ákvörðuð að mati læknis sem meðhöndlar.



## 6.5 Fjarlæging á VacStent GI™



### Hætta á meiðslum við að fjarlægja

Svampur VacStent GI™ getur verið kornað. Ef sárið er ekki skolað með NaCl áður en það er fjarlægt getur sársbrúin opnast aftur. Það er hættu á meiðslum.

- Skolið með NaCl fyrir útdrátt
- 1 Slökktu á lágtæmi dælunni að minnsta kosti 2 klukkustundum áður en hún er fjarlægð til að stöðva sog
  - 2 Fjarlægðu frárennslislegginn af Y-stykkinu
  - 3 Breyttu fjólubláu Luer-tengi (*kafli 5.3.1-1*)
  - 4 Skolið frárennslislegginn með að minnsta kosti 40 ml af NaCl lausn
  - 5 Fjarlægðu fjólubláa Luer tengið
  - 6 Settu inn spegil og gríp tóng
  - 7 Gerðu sjónræna stöðuathugun á stoðnetinu
  - 8 Gríptu um útdráttarþráðinn í fjarlæga enda stoðnetsins með gríptöng sem er með holspeglun
  - 9 Losaðu útdráttarþráðinn með því að toga varlega í
  - 10 Til stuðnings skaltu einnig draga varlega í frárennslislegginn
  - 11 Fjarlægðu stoðnetið ásamt frárennslislegginn
  - 12 Fjarlægðu allar svampaleifar sem hugsanlega festast
  - 13 Endoscopic stjórn á lekanum

## 6.6 Skipt um VacStent GI™



### Hætta á meiðslum við að fjarlægja

Ef svampurinn er á sínum stað of lengi, þá kornar hann inn í vefinn. Sár getur myndast þegar það er fjarlægt.

- Skiptu um stoðnetið fyrir nýtt í síðasta lagi eftir 72 klukkustundir

Tíðni breytinganna er á ábyrgð læknis sem meðhöndlar. Uppsöfnuð notkunartími stoðneta sem sett eru í má ekki vera lengri en 30 dagar! Þættir sem hafa áhrif á legutímann eru meðal annars gæði sárseytingar og hversu stíflað svamphólkurinn er.

- 1 Að fjarlægja stoðnetið (*kafli 6.5*)
- 2 Sjónræn skoðun á sárholinu
- 3 Að koma með nýtt VacStent GI™ (*kafli 6.2*)

## 7. Viðauki

### 7.1 Afhendingareyðublað

VacStent GI™ fæst dauðhreinsað og er eingöngu einnota.

### 7.2 Tæknilegar upplýsingar

Nafn	VacStent GI™
Íhlutir	Títan, nikkell, kísill úr læknisfræði
Framkvæmdir	Fléttað sílikonhúðað stoðnet, með svamphólk
Umbúðir	lengd x breidd X hæð 1385 mm x 100 mm x 35 mm
Framleiðsludagur	Sjá pökkun
Ófrjósemisaðgerð	Sóthreinsað með EO gasi (etýlenoxíði)

### 7.3 Pöntunarnúmer

VacStent GI™ Ø30x70

REF 00003820

VacStent GI™ Ø25x120

REF 00004229

### 7.4 Hafðu sambandgögn



Möller Medical GmbH  
Wasserkuppenstrasse 29-31  
36043 Fulda, Þýskalandi

Sími +49 (0) 661 / 94 19 5 - 0  
Fax +49 (0) 661 / 94 19 5 - 850

[www.moeller-medical.com](http://www.moeller-medical.com)  
[info@moeller-medical.com](mailto:info@moeller-medical.com)



MÖLLER

CE 0482



VAC Stent GmbH  
Wasserkuppenstrasse 29-31  
36043 Fulda, Þýskalandi  
[www.vac-stent.com](http://www.vac-stent.com)

