


de

Integra Adapterkabel *LiquoGuard*^{®7}


REF 00003854

 4000 mm


REF Artikelnummer


 Gesamtlänge


LOT Fertigungslosnummer, Charge


 Gebrauchsanweisung beachten

 Temperaturbegrenzung
-10°C (+14°F) +50°C (+122°F)


 Vor Nässe schützen


 Vor Sonnenlicht schützen


 Hersteller


 Rücknahme und Entsorgung erfolgen nach der WEEE-Richtlinie

 Anwendungsteil BF

 Achtung

 Nicht zur Verwendung im MRT

 Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)

 Luftfeuchte, Begrenzung

Vorsicht: Gemäß US-Amerikanischem Bundesrecht darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder auf Bestellung eines Arztes verkauft werden.

Rx ONLY

Weitere Informationen zu den verwendeten Symbolen finden Sie auf unserer Homepage: www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Anschluss



REF 00003500



REF 00003854

Integra
Camino[®]Flex
Ventricular

REF VTUN – Catheter



Schließen sie in jedem Fall immer zuerst das Adapterkabel mit dem Drucksensor zusammen.

Verbinden Sie das Adapterkabel anschließend mit dem *LiquoGuard*^{®7}.

Diese Reihenfolge ist wichtig, um eine korrekte Druckmessung zu gewährleisten.



- Sicherheitstechnisch unbedenklich verwendungsfähig nur mit Liquor Drainage Pumpe *LiquoGuard*^{®7} REF 00003500
- Beachten Sie das Kapitel Anschließen Parenchym-/Tipsensor in der Gebrauchsanweisung des *LiquoGuard*^{®7}
- Kein Sterilprodukt !
- Dieses Produkt darf nur von einem Arzt eingesetzt werden, der mit den Indikationen, Gegenanzeigen, Einschränkungen, typischen Befunden und möglichen Nebenwirkungen des Produktes voll vertraut ist.

Reinigen

Die isolierenden Teile des Adapterkabels müssen nach jeder Anwendung mit lauwarmen Seifenwasser gereinigt und gut gespült werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Stecker geschützt sind, um elektrische Störungen und das Eindringen von Flüssigkeit zu vermeiden.

Desinfizieren

Bei Bedarf sollte das **Integra Adapterkabel** entsprechend der nachstehenden Empfehlungen desinfiziert werden.

- 1) Ein Spülbecken mit einem geeigneten Desinfektionsmittel z.B. einer Lösung aus 0,5% HEXANIOS G+R füllen.
- 2) Das Kabel so eintauchen, dass die Kabelenden geschützt sind, um elektrische Störungen an den Steckern zu vermeiden.
- 3) Eine Verweilzeit von 15 Minuten einhalten.
- 4) Das Kabel mit klarem, sterilen oder keimarmen Wasser abspülen, die Stecker dabei schützen.
- 5) Das Kabel mit Saugpapier abtrocknen.
- 6) Während das Kabel eingetaucht ist, die Kabelenden mit einem geeigneten Desinfektionsmittel z.B. LINGET ANIOS abreiben.
- 7) Die Lösung muss nach 48 Stunden erneuert werden.



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany




en

Integra Adapter Cable *LiquoGuard*[®]7


REF Catalog number


REF 00003854

 4000 mm


 Total length


LOT Batch number


 Consult instructions for use

 Temperature limit
+50°C (+122°F)
-10°C (+14°F)


 Keep dry


 Keep away from sunlight


 Manufacturer


 Return and disposal are carried out according to the WEEE Directive

 Application part BF

 Caution

 Not suitable for use with MRI

 Date of manufacture (YYYY-MM-DD)

 Humidity, limitation

Rx ONLY

Attention: Under US Federal law this device may be sold only to a physician or ordered by a physician.

For further information about symbols used please refer to our homepage: www.moeller-medical.com/glossary-symbols

Connection



REF 00003500



REF 00003854

Integra
Camino[®]Flex
Ventricular

REF VTUN - Catheter



Always first connect the adapter cable to the pressure sensor. Establish the connection to the *LiquoGuard*[®]7 device (monitor) afterwards.

This sequence is of great importance in order to establish an accurate pressure measurement.



- Only use this medical device in combination with *LiquoGuard*[®]7 REF 00003500
- Refer to IFU *LiquoGuard*[®]7 REF 00003500, chapter “Connecting the Parenchymal- / Tip sensor”
- Non-sterile medical product!
- This product may only be used by medical staff who know and understand all aspects of indication, counter indication, restriction, limitations, typical findings and adverse effects of the medical product and treatment.

Cleaning

All isolating parts of the cable need to be cleaned at least before and after every usage. Use lukewarm soap water and flush proper afterwards. Make sure to protect the electrical connectors in order to avoid malfunction and to protect them from getting wet and from water to intrude into the cable.

Reprocessing instruction

Reprocessed the cable according to the following instructions as needed.

- 1) Prepare a tank of appropriate disinfectant. E.g. use 0,5% HEXANIOS G+R.
- 2) Dip the cable into the solution but ensure to protect the electrical connectors in order to avoid malfunction and to protect them from getting wet and from water to intrude into the cable
- 3) The duration of dwell is 15 minutes
- 4) Flush the cable proper afterwards. Use sterile or low-germ water. Protect the electrical connectors in order to avoid malfunction and to protect them from getting wet and from water to intrude into the cable
- 5) Dry the cable by using absorbent paper
- 6) While the cable is dunked, clean the connectors and cable endings by using an appropriate disinfectant. E.g. use LINGET ANIOS
- 7) Exchange the disinfectant solution after 48 hours max.



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

