


TLA Tubing Liposat[®] Pro/power

(REF. 00002251)






















Inhalt

de	Gebrauchsanweisung	3
en	Instructions for use.....	5
bg	Инструкция за употреба.....	6
cs	Brugsanvisning	9
da	Brugsvejledning	11
el	Οδηγίες χρήσης	13
es	Instrucciones de uso	14
et	Kasutusjuhend	17
fi	Käyttöohje	19
fr	Notice d'utilisation	20
hr	Upute za uporabu	23
hu	Használati utasítás.....	25
is	Notkunarleiðbeiningar	27
it	Istruzioni per l'uso	29
lt	Naudojimo instrukcija	31
lv	Lietošanas instrukcija.....	33
nl	Handleiding	35
no	Bruksanvisning.....	36
pl	Instrukcji obsługi	39
pt-BR	Instruções de uso.....	41
ro	Instrucţiuni de utilizare	43
sk	Návod na použitie	45
sl	Navodila za uporabo	47
sv	Bruksanvisning.....	49
tr	Kullanım Kılavuzu	51

de Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Teil des Produkts.

Erklärung der verwendeten Sicherheitssymbole

	Gebrauchsanweisung beachten		Nicht erneut sterilisieren
	Artikelnummer		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Charge		Verpackungseinheit
	Medizinprodukt		Verwendbar bis JJJJ-MM-TT
	Eindeutiger Identifikator eines Medizinproduktes		Temperaturbegrenzung
	Sterilisiert mit Ethylenoxid		Trocken aufbewahren
	Einfach-Sterilbarrieresystem		Vor Sonnenlicht schützen
	Einfaches-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung		Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)
	Nicht wiederverwenden		Hersteller
	Vorsicht: Gemäß US- Amerikanischem Bundesrecht darf dieses Produkt nur an einen Arzt oder auf Bestellung eines Arztes verkauft werden.		

Weitere Informationen zu den verwendeten Symbolen finden Sie auf unserer Homepage:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Achtung

- Das Produkt darf nur in Kombination mit der Liposat Pro plus von Möller Medical GmbH eingesetzt werden
- Diese Anleitung ist nur gemeinsam mit den Gebrauchsanweisungen der jeweils verwendeten Geräten gültig
- Indikationen, Kontraindikationen, Zielgruppe: Siehe Gebrauchsanweisungen der Liposat Pro plus
- Alle Vorkommnisse oder schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die im Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden
- Produktkreuzreaktionen sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt
- Der behandelnde Arzt ist für die ordnungsgemäße Anwendung und Durchführung der Untersuchung mit diesem Produkt verantwortlich
- Diese Gebrauchsanweisung stellt nur eine allgemeine Anleitung dar
- Die Möller Medical GmbH lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch den unsachgemäßen Gebrauch der Produkte entstehen oder auf den Einsatz der Produkte durch nicht autorisiertes Personal zurückzuführen sind
- Da das Produkt in technisch komplexen Verfahren angewendet wird, sollten Ärzte mit der Handhabung und Verwendung des Produkts sowie den anderen Instrumenten, die für die Prozedur notwendig sind, und dem Verfahren vertraut sein
- Es handelt sich um ein steriles Einmalprodukt
- Die Unversehrtheit der Verpackung ist zu überprüfen
- Kontaminierte Artikel können zur Schädigung, Erkrankung oder zum Tod des Patienten führen
- Produkte mit beschädigter oder geöffneter Verpackung nicht verwenden
- Die Wiederverwendung von Einmalartikeln birgt das potenzielle Risiko einer Infektion für Patient oder Bediener
- Reinigung, Desinfektion und Sterilisation können entscheidende Materialeigenschaften und Produktparameter derart beeinträchtigen, dass dies zum Versagen der Artikel führt
- Die Entsorgung erfolgt gemäß der Krankenhausverordnung oder der geltenden Gesetze

- Das Produkt muss in trocken, kühl, sauber und lichtgeschützt gelagert werden
- Das Ablaufdatum überprüfen
- Produkte mit überschrittenem Ablaufdatum nicht verwenden

Zweckbestimmung

Das TLA Tubing Liposat® Pro/power kommt sowohl für medizinische Indikationen, die unter anderem mit einer Veränderung des Fettgewebes einhergehen als auch im Bereich der ästhetischen Körperformung zum Einsatz. Das TLA Tubing Liposat® Pro/power wird dafür verwendet Tumescenz Lokalanästhesielösungen, andere wässrige Infusionslösungen sowie körpereigenes, subkutanes Gewebe und dessen Bestandteile in den Körper zu fördern. Das Schlauchset wird Ethylenoxid sterilisiert als Einmalprodukt in Verkehr gebracht und darf nur in Verbindung mit der Liposat® power und der Liposat® Pro verwendet werden.

Anwendung und Bedienung

Liposat® power

Die Pumpe ist linksdrehend.

1. Die Frontscheibe der Pumpe öffnen.
2. Den Pumpenkopf in eine geeignete Position drehen.
3. Das sterile Schlauchset mit trübem Pumpsegment aus der Verpackung nehmen.
4. Der Spike befindet sich auf der rechten Seite.
5. Den Adapter der Saugseite des Schlauchsets in die rechte Schlauchhalterung legen.
6. Den Rotor nach links drehen.
7. Die Pump-schlauchführungen helfen den Schlauch einzufädeln.
8. Den Adapter der Saugseite des Schlauchsets in die linke Schlauchhalterung legen.
9. Das linke Ende des Schlauchsets mit dem zweiten Schlauchset und einer Infiltrationsmöglichkeit verbinden.
10. Den Spike des Schlauchsets in den Beutel mit dem Infiltrationsmedium stechen.
11. Die Frontscheibe der Pumpe schließen.
Links Luer (Infiltrationsmöglichkeit)
Rechts Spike (Infiltrationsmedium)

Liposat® Pro



















Die Pumpe ist rechtsdrehend.

1. Die Frontscheibe der Pumpe öffnen.
2. Der Rotor dreht sich selbständig in eine geeignete Position.
3. Das sterile Schlauchset aus der Verpackung nehmen.
4. Der Spike befindet sich auf der linken Seite.
5. Das linke Ende des Pumpsegments vorsichtig in die linke Schlauchhalterung drücken, bis es einrastet.
6. Das Schlauchset so einführen, dass es optimal vom Rotor aufgegriffen werden kann.
7. Den Button „Schlauchset einlegen“, gedrückt halten.
8. Der Rotor dreht sich und fädelt das Schlauchset ein.
9. Den Button loslassen, wenn das Schlauchset eingefädelt ist.
Alternative zu 7-9:
10. Den Rotor von Hand nach rechts drehen.
11. Das restliche Pumpsegment vorsichtig in die rechte Schlauchhalterung drücken, bis es einrastet.
12. Das rechte Ende des Schlauchsets mit dem zweiten Schlauchset und einer Infiltrationsmöglichkeit verbinden.
13. Den Spike des Schlauchsets in den Beutel mit dem Infiltrationsmedium stechen.
14. Die Frontscheibe der Pumpe schließen.
Links Spike (Infiltrationsmedium)
Rechts Luer (Infiltrationsmöglichkeit)

en Instructions for use

The instruction for use is part of the product.

Explanation of the safety symbols used

	Consult instructions for use		Do not re-sterilise
	Article number		Do not use if packaging is damaged
	Batch		Packaging unit
	Medical device		Use by YYYY-MM-DD
	Unique identifier of a medical device		Temperature limitation
	Sterilised using ethylene oxide		Store in a dry place
	Single sterile barrier system		Keep away from sunlight
	Single sterile barrier system with protective outer packaging		Date of manufacture YYYY-MM-DD
	Do not reuse		Manufacturer

R_X ONLY Caution: Under US federal law, this device may only be sold to or ordered by a medical doctor.

Further information about the symbols used can be found on our website:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Caution

- The product may only be used in combination with products from the Möller Medical aesthetics portfolio.
- These instructions are only valid together with the instructions for use of the respective devices used.
- Indications, contraindications, target group: See the instructions for use of the respective devices used.
- All incidents or serious adverse events occurring in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or the patient is domiciled.
- Product cross-reactions are not known at this time.
- The attending doctor is responsible for the proper use and performance of the examination with this product.
- These instructions for use are only general instructions.
- Möller Medical GmbH accepts no liability for damage due to improper use of the products or the use of the products by unauthorised personnel.
- As the product is used in technically complex procedures, doctors should be familiar with the handling and use of the product and of the other instruments necessary for the procedure and the method.
- It is a sterile, single-use product.
- Check the integrity of the packaging.
- Contaminated products can damage health and cause illness or even the death of the patient.
- Do not use products with damaged, opened or moist packaging.
- The re-use of a single-use product presents a potential risk of infection for the patient or user.
- Cleaning, disinfection and sterilisation may compromise essential material properties and product parameters, leading to failure of the product.
- The products are to be disposed of in accordance with hospital directives/applicable laws.
- The product must be stored in a dry, cool, clean place protected from light.
- Check the expiry date.
- Do not use products after the expiry date.

Intended use

The Liposat® Pro/power TLA tubing is used both for medical indications, including those accompanied by a change in fatty tissue, and for aesthetic body shaping. The Liposat® Pro/power TLA tubing is used to administer tumescent local anaesthesia, other aqueous infusion solutions, as well as endogenous subcutaneous tissue and its components into the body. The tubing set, sterilised with ethylene oxide, is marketed as a single-use product and may only be used in conjunction with the Liposat® power and the Liposat® Pro.

Use and operation

Liposat® power

The pump runs anticlockwise.

1. Open the front cover of the pump.
2. Turn the pump head to a suitable position.
3. Remove the sterile tubing set with turbid pump segment from the packaging.
4. The spike is on the right side.
5. Place the adapter of the suction side of the hose set in the right tube clamp.
6. Turn the rotor to the left.
7. The pump hose guides help to thread the hose.
8. Place the adapter of the suction side of the hose set in the left tube clamp.
9. Connect the left end of the hose set to the second hose set and an infiltration option.
10. Insert the spike of the tube set into the bag containing the infiltration medium.
11. Close the front cover of the pump.
 - Luer on left (infiltration option)
 - Spike on right (infiltration medium)

Liposat® Pro

The pump runs clockwise.

1. Open the front cover of the pump.
2. The rotor rotates to a suitable position on its own.
3. Remove the sterile tube set from the packaging.
4. The spike is on the left side.
5. Carefully press the left end of the pump segment into the left tube clamp until it clicks into place.
6. Insert the tubing so that it can be optimally picked up by the rotor.
7. Press and hold the "Insert tube set" button.
8. The rotor turns and takes up the tubing set.
9. Release the button when the tubing is threaded.
 - Alternatives to 7-9:
10. Turn the rotor to the right by hand.
11. Carefully press the remaining pump segment into the right-hand tube clamp until it clicks into place.
12. Connect the right end of the hose set to the second hose set and an infiltration option.
13. Insert the spike of the tube set into the bag containing the infiltration medium.
14. Close the front cover of the pump.
 - Spike on left (infiltration medium)
 - Luer on right (infiltration option)

bg Инструкция за употреба

Инструкцията за употреба се доставя заедно с продукта.

Обяснение на използваните символи за безопасност

	Следвайте инструкцията за употреба		Да не се стерилизира повторно
	Артикул номер		Да не се използва, ако опаковката е повредена
	Партида		Опаковъчна единица
	Медицинско изделие		Може да се използва до ГГГГ-ММ-ДД
	Уникален идентификатор на медицинско изделие		Температурно ограничение
	Стерилизиран с етиленов окис		Да се съхранява на сухо
	Единична стерилна бариерна система		Да се пази от слънчева светлина
	Единична стерилна бариерна система с външна защитна опаковка		Дата на производство ГГГГ-ММ-ДД
	Да не се използва повторно		Производител

R ONLY

Внимание: Съгласно американското федерално законодателство е допустимо този продукт да се продава само на лекар или по поръчка на лекар.

Допълнителна информация за използваните символи ще намерите на началната страница на нашия уебсайт:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Внимание

- Продуктът може да се използва само в комбинация с продуктите от естетичното портфолио на Möller Medical.
- Това ръководство е валидно само в комплект с инструкциите за употреба на всеки използван уред.
- Показания, противопоказания, целева група: Виж указанията за употреба на всеки използван уред.
- Всички инциденти или тежки, нежелателни събития, възникнали във връзка с продукта, трябва да бъдат докладвани на производителя и компетентния орган на държавата членка по пребиваване на потребителя и/или пациента.
- Към момента отхвърлящи/алергични реакции към продукта не са известни.
- Лекуващият лекар е отговорен за правилното използване и провеждане на изследването с този продукт.
- Тези указания за употреба представляват само едно общо ръководство.
- Möller Medical GmbH не поема отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продуктите или предизвикани от използването на продуктите от неупълномощен персонал.
- Тъй като продуктът се използва в технически сложни процеси, лекарите трябва да са запознати с метода, с боравенето и употребата на продукта, както и на другите инструменти, необходими за извършване на процедурата.
- Това е стерилен продукт за еднократна употреба.
- Опаковката да се провери за ненарушената ѝ цялост.
- Замърсените артикули могат да причинят увреждане, заболяване или смърт на пациента.
- Да не се използват продукти с повредена, отворена или влажна опаковка.
- Повторното използване на продукти за еднократна употреба крие потенциален риск от инфекция за пациента или оператора.
- Почистването, дезинфекцията и стерилизацията могат да повлияят на решаващите характеристики на материала и параметрите на продукта по такъв начин, че това да доведе до дефект на артикула.

- Изхвърлянето на отпадъка се извършва в съответствие с правилника на болницата или приложимите закони.
- Продуктът трябва да се съхранява в сухо, студено, чисто и защитено от светлина помещение.
- Да се провери датата на годност.
- Да не се използват продукти с изтекла дата на годност.

Предназначение

TLA Tubing Liposat® Pro/power се използва както при медицински индикации, които наред с другото включват промяна на мастната тъкан, така и в областта на естетичното оформяне на тялото. TLA Tubing Liposat® Pro power се използва за транспортиране на локални анестетични разтвори, други воднисти инфузионни разтвори, както и телесна подкожна тъкан и нейните компоненти в организма. Комплектът маркучи се продава стерилизиран с етиленов окис като продукт за еднократна употреба и може да се използва само в комбинация с Liposat® power и Liposat® Pro.

Приложение и управление

Liposat® power

Помпата е ляво въртяща се.

1. Отворете предния капак на помпата.
2. Завъртете главата на помпата в подходяща позиция.
3. Извадете от опаковката стерилния комплект маркучи с матовия помпен сегмент.
4. Спайкът се намира от дясната страна.
5. Поставете адаптерът на изсмукващата страна на комплекта маркучи в дясната стойка за маркучи.
6. Завъртете роторът наляво.
7. Водачите на маркучите на помпата подпомагат навиването на тръбичката.
8. Поставете адаптерът на изсмукващата страна на комплекта маркучи в лявата стойка за маркучи.
9. Свържете левия край на комплекта маркучи с втори комплект маркучи и възможност за инфилтрация.
10. Поставете спайка на комплекта от маркучи в торбичката с инфилтрационен агент.
11. Затворете предния капак на помпата.
ляво Luer (възможност за инфилтрация)
дясно Spike (инфилтрационен агент)

Liposat® Pro



















Помпата е дясно въртяща се.

1. Отворете предния капак на помпата.
2. Роторът се завърта самостоятелно в подходяща позиция.
3. Извадете стерилния комплект с маркучи от опаковката.
4. Спайкът се намира от лявата страна.
5. Внимателно натиснете левия край на помпения сегмент в левия фиксатор на маркуча, докато щракне.
6. Вкарайте маркуча така, че да може да се поеме оптимално от ротора.
7. Натиснете бутона „Schlauchset einlegen“ (поставяне на комплект от маркучи) и задръжте.
8. Роторът се завърта и навива маркуча.
9. Пуснете бутона, когато маркучът се навие.
Алтернатива към 7-9:
10. Ръчно завъртете ротора надясно.
11. Внимателно натиснете останалата част от помпения сегмент в десния фиксатор на маркуча, докато щракне.
12. Свържете десния край на комплекта маркучи с втори комплект маркучи и възможност за инфилтрация.
13. Поставете спайка на комплекта от маркучи в торбичката с инфилтрационен агент.
14. Затворете предния капак на помпата.
Ляво Spike (инфилтрационен агент)
Дясно Luer (възможност за инфилтрация)

cs Brugsanvisning

Brugsvejledningen er en del af produktet.

Vysvětlení použitých bezpečnostních symbolů

	Dodržujte návod k použití		Nesterilizujte opakovaně
	Číslo výrobku		Nepoužívejte v případě poškozeného obalu
	Šarže		Obalová jednotka
	Zdravotnický prostředek		Použitelné do RRRR-MM-DD
	Jednoznačný identifikátor zdravotnického prostředku		Teplotní omezení
	Sterilizováno ethylenoxidem		Uchovávejte v suchu
	Systém jedné sterilní bariéry		Chraňte před slunečním světlem
	Systém jedné sterilní bariéry s vnějším ochranným obalem		Datum výroby RRRR-MM-DD
	Nepoužívejte opakovaně		Výrobce

Rx ONLY

Pozor: Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodán pouze lékaři nebo na objednávku lékaře.

Další informace k použitým symbolům najdete na našich webových stránkách:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Upozornění

- Produkt smí být používán pouze v kombinaci s produkty estetického portfolia firmy Möller Medical.
- Tento návod je platný pouze společně s návody k použití aktuálně používaných přístrojů.
- Indikace, kontraindikace, cílová skupina: Viz návody k použití aktuálně používaných přístrojů.
- Jakákoliv událost nebo závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.
- Křížové reakce na produkt nejsou v současné době známy.
- Ošetřující lékař odpovídá za řádné použití a provedení vyšetření s tímto produktem.
- Tento návod k použití představuje pouze obecný návod.
- Společnost Möller Medical GmbH odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé neodborným použitím produktů nebo použitím produktů neoprávněným personálem.
- Protože se produkt používá v technicky komplexním procesu, měli by být lékaři obeznámeni s použitím produktu a manipulací s ním, s jinými nástroji nezbytnými pro proceduru a s postupem výkonu.
- Jedná se o sterilní jednorázový produkt.
- Zkontrolujte neporušenost obalu.
- Kontaminované produkty mohou způsobit poškození, onemocnění nebo smrt pacienta.
- Produkty s poškozeným, otevřeným nebo vlhkým obalem nepoužívejte.
- Opakované použití jednorázových prostředků představuje potenciální riziko infekce pro pacienta nebo uživatele.
- Čištění, dezinfekce a sterilizace mohou podstatně vlastnosti materiálu a parametry produktů ovlivnit natolik, že to vede k selhání výrobků.
- Likvidace se provádí podle nařízení nemocnice nebo podle platných zákonů.
- Produkt musí být skladován v suchém, chladném a čistém prostředí chráněném před světlem.
- Zkontrolujte datum použitelnosti.
- Produkty s prošlým datem použitelnosti nepoužívejte.

Určený účel

TLA Tubing Liposat® Pro/power se používá jednak pro lékařské indikace související mimo jiné se změnou tukové tkáně, ale také v oblasti estetického tvarování těla. TLA Tubing Liposat® Pro/power se používá pro aplikaci roztoků tumescenční lokální anestezie (TLA), jiných infuzních roztoků na bázi vody, jakož i tělu vlastní subkutánní tkáně a jejích složek do těla. Hadičkový set je uváděn na trh jako jednorázový produkt sterilizovaný ethylenoxidem a smí být používán pouze ve spojení s pumpou Liposat® power a Liposat® Pro.

Použití a ovládání

Liposat® power

Pumpa se otáčí doleva.

1. Otevřete přední kryt pumpy.
2. Otočte hlavu pumpy do vhodné polohy.
3. Vyjměte sterilní hadičkový set s matným pumpovým segmentem z obalu.
4. Hrot se nachází na pravé straně.
5. Adaptér sací strany hadičkového setu vložte do pravého držáku hadičky.
6. Rotor otočte doleva.
7. Vedení hadiček pumpy pomáhají navíjet hadičku.
8. Adaptér sací strany hadičkového setu vložte do levého držáku hadičky.
9. Levý konec hadičkového setu připojte k druhému hadičkovému setu a k variantě infiltrace.
10. Hrot hadičkového setu zaveďte do vaku s infiltračním médiem.
11. Zavřete přední kryt pumpy.
vlevo Luer (varianta infiltrace)
vpravo hrot (infiltrační médium)

Liposat® Pro



















Pumpa se otáčí doprava.

1. Otevřete přední kryt pumpy.
2. Rotor se automaticky otočí do vhodné polohy.
3. Vyjměte sterilní hadičkový set z obalu.
4. Hrot se nachází na levé straně.
5. Levý konec pumpového segmentu opatrně zatlačujte do levého držáku hadičky, dokud nezapadne.
6. Hadičkový set zaveďte tak, aby jej rotor mohl optimálně zachytit.
7. Přidržte stisknuté tlačítko „Vložení hadičkového setu“.
8. Rotor se otáčí a navíjí hadičkový set.
9. Jakmile je hadičkový set navinutý, tlačítko uvolněte.
Alternativa k 7-9:
10. Rotor ručně otočte doprava.
11. Zbývající pumpový segment opatrně zatlačujte do pravého držáku hadičky, dokud nezapadne.
12. Pravý konec hadičkového setu připojte k druhému hadičkovému setu a k variantě infiltrace.
13. Hrot hadičkového setu zaveďte do vaku s infiltračním médiem.
14. Zavřete přední kryt pumpy.
Vlevo hrot (infiltrační médium)
Vpravo Luer (varianta infiltrace)

da Brugsvejledning

Brugsanvisningen er en del af udstyret.

Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler

	Følg brugsanvisningen		Må ikke resteriliseres
	Artikelnummer		Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
	Parti		Emballageenhed
	Medicinsk udstyr		Kan anvendes indtil ÅÅÅÅ-MM-DD
	Unik identifikation for medicinsk udstyr		Temperaturbegrænsning
	Steriliseret med ethylenoxid		Opbevares tørt
	Enkelt sterilbarrieresystem		Beskyttes mod sollys
	Enkelt sterilbarrieresystem med udvendig beskyttelsesemballage		Produktionsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
	Må ikke genbruges		Producent

Rx ONLY

Bemærk: I henhold til USA's føderale lovgivning må dette apparat kun sælges til en læge eller bestilles af en læge.

Yderligere information om de anvendte symboler findes på vores hjemmeside:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Bemærk

- Produktet må kun bruges sammen med produkterne fra Möller Medicals æstetik-portefølje.
- Denne vejledning er kun gyldig sammen med brugsanvisningen til de aktuelt anvendte apparater.
- Indikationer, kontraindikationer, målgruppe: Se brugsanvisningen til de aktuelt anvendte apparater.
- Alle tildragelser eller alvorlige uønskede hændelser i forbindelse med produktet skal rapporteres til producenten og den ansvarlige myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig.
- Krydsreaktioner på produktet er ikke kendt til dato.
- Den behandlende læge er ansvarlig for, at dette produkt anvendes korrekt, og at undersøgelser med det gennemføres korrekt.
- Denne brugsanvisning er kun en generel vejledning.
- Möller Medical GmbH fralægger sig ethvert ansvar for skader, der skyldes ukorrekt brug af produkterne og skader, der skyldes at produkterne benyttes af ikke-autoriseret personale.
- Eftersom produktet anvendes til teknisk komplekse procedurer, bør lægerne være fortrolige med håndteringen og anvendelsen af produktet samt de øvrige instrumenter, der kræves til proceduren, og med selve proceduren.
- Det drejer sig om et sterilt produkt til engangsbrug.
- Kontrollér, at emballagen er intakt.
- Kontaminerede artikler kan føre til skade på patienten, sygdom eller død.
- Brug ikke produkter med beskadiget, åben eller fugtig emballage.
- Ved genbrug af engangsartikler er der potentiel risiko for infektion for patient eller bruger.
- Rengøring, desinficering og sterilisering kan forringe afgørende materialeegenskaber og produktparametre af enhver art, så dette fører til fejl på artiklerne.
- Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med hospitalets forskrifter eller gældende lovgivning.

- Produktet skal opbevares tørt, køligt, rent og beskyttet mod lys.
- Tjek sidste anvendelsesdato.
- Brug ikke produkter, der har overskredet sidste anvendelsesdato.

Anvendelsesformål

TLA Tubing Liposat® Pro/power bruges både til medicinske indikationer, der blandt andet er forbundet med en ændring af fedtvævet og inden for æstetisk kropsformning. TLA Tubing Liposat® Pro/power bruges til at pumpe tumescens-lokalbedøvelsesopløsninger, andre vandige infusionsopløsninger og kroppens eget subkutane væv og dets komponenter ind i kroppen. Slangesættet markedsføres som et engangsprodukt steriliseret med ethylenoxid og må kun bruges sammen med Liposat® power og Liposat® Pro.

Anvendelse og betjening

Liposat® power

Pumpen roterer mod uret.

1. Pumpens forrude er åben.
2. Drej pumpehovedet til en passende position.
3. Tag det sterile slangesæt med det uklare pumpesegment ud af emballagen.
4. Spiken er på højre side.
5. Læg adapteren fra slangesættets sugeside i den højre slangeholder.
6. Drej rotoren til venstre.
7. Pumpe-slangeføringerne hjælper med at føre slangen ind.
8. Læg adapteren fra slangesættets sugeside i den venstre slangeholder.
9. Forbind venstre ende af slangesættet med det andet slangesæt og en infiltrationsmulighed.
10. Stik slangesættets spike ind i posen med infiltrationsmediet.
11. Luk pumpens forrude.
Luer til venstre (infiltrationsmulighed)
Spike til højre (infiltrationsmedie)

Liposat® Pro




Pumpen roterer med uret.

1. Pumpens forrude er åben.
2. Rotoren drejer af sig selv til en egnet position.
3. Tag det sterile slangesæt ud af emballagen.
4. Spiken er på venstre side.
5. Skub forsigtigt den venstre ende af pumpesegmentet ind i den venstre slangeholder, indtil det går i hak.
6. Indsæt slangesættet på en sådan måde, at det optimalt kan optages af rotoren.
7. Tryk på knappen "Indsæt slangesæt" og hold den inde.
8. Rotoren drejer og fører slangesættet ind.
9. Slip knappen, når slangesættet er ført ind.
Alternativ til 7-9:
10. Drej rotoren med uret med hånden.
11. Skub forsigtigt det resterende pumpesegment ind i den højre slangeholder, indtil det går i hak.
12. Forbind højre ende af slangesættet med det andet slangesæt og en infiltrationsmulighed.
13. Stik slangesættets spike ind i posen med infiltrationsmediet.
14. Luk pumpens forrude.
Spike til venstre (infiltrationsmedium)
Luer til højre (infiltrationsmulighed)

el Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα του προϊόντος.

Ερμηνεία των χρησιμοποιούμενων συμβόλων ασφαλείας

	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Μην επαναποστειρώνετε
	Αριθμός προϊόντος		Να μην χρησιμοποιηθεί, εάν η συσκευασία έχει καταστραφεί
	Παρτίδα		Μονάδα συσκευασίας
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Χρήση μέχρι ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ
	Μοναδικό αναγνωριστικό ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος		Περιορισμός θερμοκρασίας
	Αποστειρωμένο με αιθυλενοξειδίο		Να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο
	Απλό σύστημα στείρου φράγματος		Να φυλάσσεται μακριά από το ηλιακό φως
	Απλό σύστημα στείρου φράγματος με εξωτερική προστατευτική συσκευασία		Ημερομηνία παραγωγής ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ
	Να μην επαναχρησιμοποιείται		Κατασκευαστής

R_X ONLY

Προσοχή: Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ, η πώληση της παρούσας συσκευής επιτρέπεται μόνο σε ιατρό ή κατόπιν παραγγελίας ιατρού.

Περισσότερες πληροφορίες για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Προσοχή

- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο συνδυαστικά με τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου του τομέα αισθητικής της Möller Medical.
- Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ισχύουν μόνο συνδυαστικά με τις οδηγίες χρήσης των συσκευών που χρησιμοποιούνται κάθε φορά.
- Ενδείξεις, αντενδείξεις, ομάδα-στόχος: Βλ. οδηγίες χρήσης των συσκευών που χρησιμοποιούνται κάθε φορά.
- Όλα τα συμβάντα ή τα σοβαρά ανεπιθύμητα περιστατικά που έχουν προκύψει σε σχέση με το προϊόν πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ασθενής.
- Επί του παρόντος, δεν είναι γνωστές διασταυρούμενες αντιδράσεις του προϊόντος.
- Την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή και διενέργεια της εξέτασης με το παρόν προϊόν φέρει ο θεράπων ιατρός.
- Οι παρούσες οδηγίες χρήσης αποτελούν μόνο γενικές οδηγίες.
- Η Möller Medical GmbH αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημίες, οι οποίες προκαλούνται από την εσφαλμένη χρήση των προϊόντων ή οφείλονται στη χρήση των προϊόντων από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Καθώς το προϊόν χρησιμοποιείται σε τεχνικά περίπλοκες διαδικασίες, οι ιατροί πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τον χειρισμό και τη χρήση του προϊόντος, καθώς επίσης και με τα υπόλοιπα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαδικασία και με τη διαδικασία συνολικά.
- Πρόκειται για ένα αποστειρωμένο προϊόν μίας χρήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία είναι άθικτη.
- Τα μολυσμένα προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, ασθένεια ή τον θάνατο του ασθενή.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα με φθαρμένη, ανοιγμένη ή βρεγμένη συσκευασία.
- Η επαναχρησιμοποίηση αναλώσιμων μίας χρήσης ενέχει τον δυνητικό κίνδυνο λοίμωξης του ασθενή ή του χρήστη.
- Ο καθαρισμός, η απολύμανση και η αποστείρωση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικές ιδιότητες του υλικού και παραμέτρους του προϊόντος σε βαθμό που το προϊόν να μην λειτουργεί ορθά.

- Η απόρριψη διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του νοσοκομείου ή την ισχύουσα νομοθεσία.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καθαρό περιβάλλον μακριά από το ηλιακό φως.
- Ελέγχετε την ημερομηνία λήξης.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα, των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.

Προοριζόμενη χρήση

Το TLA Tubing Liposat® Pro/power χρησιμοποιείται τόσο για ιατρικές ενδείξεις που σχετίζονται μεταξύ άλλων με αλλαγή στον λιπώδη ιστό όσο και στον τομέα της αισθητικής γλυπτικής σώματος. Το TLA Tubing Liposat® Pro/power χρησιμοποιείται για την παροχή διογκωμένων τοπικών αναισθητικών διαλυμάτων, άλλων υδατικών διαλυμάτων έγχυσης και του υποδόριου ιστού του ίδιου του σώματος και των συστατικών του στο σώμα. Το σετ εύκαμπτων σωλήνων αποστειρώνεται με αιθυλενοξειδίο, κυκλοφορεί ως προϊόν μίας χρήσης και επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο συνδυαστικά με το Liposat® power και το Liposat® Pro.

Εφαρμογή και χειρισμός

Liposat® power

Η αντλία είναι αριστερόστροφη.

1. Ανοίξτε το μπροστινό πάνελ της αντλίας.
2. Περιστρέψτε την κεφαλή της αντλίας στην κατάλληλη θέση.
3. Αφαιρέστε το αποστειρωμένο σετ εύκαμπτων σωλήνων με το θολό τμήμα αντλίας από τη συσκευασία.
4. Η ακίδα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
5. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην πλευρά αναρρόφησης του σετ εύκαμπτων σωλήνων στη δεξιά βάση του εύκαμπτου σωλήνα.
6. Περιστρέψτε τον ρότορα προς τα αριστερά.
7. Οι οδηγοί εύκαμπτων σωλήνων της αντλίας βοηθούν στην εισαγωγή του εύκαμπτου σωλήνα.
8. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην πλευρά αναρρόφησης του σετ εύκαμπτων σωλήνων στην αριστερή βάση του εύκαμπτου σωλήνα.
9. Συνδέστε το αριστερό άκρο του σετ εύκαμπτων σωλήνων με το δεύτερο σετ εύκαμπτων σωλήνων και μια συσκευή διήθησης.
10. Εισαγάγετε την ακίδα του σετ εύκαμπτων σωλήνων στον σάκο που περιέχει το μέσο διήθησης.
11. Κλείστε το μπροστινό πάνελ της αντλίας.
αριστερά Luer (συσκευή διήθησης)
δεξιά ακίδα (μέσο διήθησης)

Liposat® Pro

Η αντλία είναι δεξιόστροφη.

1. Ανοίξτε το μπροστινό πάνελ της αντλίας.
2. Ο ρότορας περιστρέφεται αυτόνομα σε κατάλληλη θέση.
3. Αφαιρέστε το σετ εύκαμπτων σωλήνων από τη συσκευασία.
4. Η ακίδα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
5. Σπρώξτε με προσοχή το αριστερό άκρο του τμήματος της αντλίας στην αριστερή βάση του εύκαμπτου σωλήνα, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
6. Εισαγάγετε το σετ εύκαμπτων σωλήνων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να συλληφθεί βέλτιστα από τον ρότορα.
7. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Τοποθέτηση σετ εύκαμπτων σωλήνων».
8. Ο ρότορας περιστρέφεται και εισάγει το σετ εύκαμπτων σωλήνων.
9. Αφήστε το κουμπί, όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του σετ εύκαμπτων σωλήνων.
Εναλλακτικά, στα βήματα 7-9:
10. Περιστρέψτε τον ρότορα δεξιόστροφα με το χέρι.
11. Σπρώξτε με προσοχή το υπόλοιπο τμήμα της αντλίας στη δεξιά βάση εύκαμπτου σωλήνα, έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
12. Συνδέστε το δεξιό άκρο του σετ εύκαμπτων σωλήνων με το δεύτερο σετ εύκαμπτων σωλήνων και μια συσκευή διήθησης.
13. Εισαγάγετε την ακίδα του σετ εύκαμπτων σωλήνων στον σάκο που περιέχει το μέσο διήθησης.
14. Κλείστε το μπροστινό πάνελ της αντλίας.
Αριστερά ακίδα (μέσο διήθησης)
Δεξιά Luer (συσκευή διήθησης)

es Instrucciones de uso

Las instrucciones de uso forman parte del producto.

Significado de los símbolos de seguridad utilizados

	Consúltense las instrucciones de uso		No reesterilizar
	Número de artículo		No utilizar si el embalaje está dañado
	Lote		Unidad de embalaje
	Producto sanitario		Fecha de caducidad AAAA-MM-DD
	Identificador único de un producto sanitario		Límite de temperatura
	Esterilizado con óxido de etileno		Conservar en un lugar seco
	Sistema de barrera estéril simple		Proteger de la luz solar
	Sistema de barrera estéril simple con embalaje protector exterior		Fecha de fabricación (AAAA-MM-DD)
	No reutilizar		Fabricante



Atención: De conformidad con la legislación federal estadounidense, este producto debe ser adquirido únicamente por un facultativo o por encargo de este.

Puede encontrar más información sobre los símbolos utilizados en nuestra página web:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Atención

- El producto debe utilizarse únicamente en combinación con productos de la gama de productos de estética de Möller Medical.
- Estas instrucciones solo son válidas junto con las instrucciones de uso de los respectivos dispositivos utilizados.
- Indicaciones, contraindicaciones, grupo destinatario: Consulte las instrucciones de uso de los respectivos dispositivos utilizados.
- Cualquier incidente o acontecimiento adverso grave que se produzca en relación con el producto se deberá notificar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida el usuario o el paciente.
- Actualmente se desconocen las reacciones cruzadas que pueda ocasionar el producto.
- El médico encargado del tratamiento es responsable de la correcta utilización y realización del examen con este producto.
- Estas instrucciones de uso son solo indicaciones generales.
- La empresa Möller Medical GmbH no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido del producto o por el empleo por personal no autorizado.
- Dado que el producto se utiliza en procedimientos técnicamente complejos, los médicos deberán estar familiarizados con el manejo y el uso del producto y de los demás instrumentos necesarios para el procedimiento, así como con el procedimiento propiamente dicho.
- Se trata de un producto estéril de un solo uso.
- Compruebe la integridad del envase.
- Los artículos contaminados pueden causar daños, enfermedades o incluso la muerte del paciente.
- No utilice productos con envases dañados, abiertos o húmedos.
- La reutilización de productos desechables alberga el riesgo potencial de infecciones para el paciente o el operador.
- La limpieza, desinfección y esterilización pueden alterar las propiedades del material y los parámetros del producto de tal modo que provoquen una avería en este.

- La eliminación del producto debe llevarse a cabo conforme a las regulaciones del hospital o la legislación vigente.
- El producto debe almacenarse en un lugar seco, fresco, limpio y protegido de la luz.
- Compruebe la fecha de caducidad.
- No utilice productos cuya fecha de caducidad haya expirado.

Finalidad de uso

TLA Tubing Liposat® Pro/power se emplea tanto en indicaciones médicas asociadas a una modificación del tejido adiposo como en el ámbito de la reducción corporal estética. TLA Tubing Liposat® Pro/power se utiliza para administrar en el cuerpo soluciones de anestesia local tumescente, otras soluciones acuosas de infusión, y tejido subcutáneo corporal y sus componentes. El juego de tubos se comercializa como producto de un solo uso esterilizado con óxido de etileno, y solo puede utilizarse junto con Liposat® power y Liposat® Pro.

Empleo y manejo

Liposat® power

La bomba gira a izquierdas.

1. Abra la tapa frontal de la bomba.
2. Gire el cabezal de la bomba hasta una posición adecuada.
3. Saque del envase el juego de tubos estériles con segmento de bomba opaco.
4. La espiga está en el lado derecho.
5. Coloque el adaptador del lado de aspiración del juego de tubos en el soporte de tubo derecho.
6. Gire el rotor hacia la izquierda.
7. Las guías de tubo de la bomba ayudan a introducir el tubo.
8. Coloque el adaptador del lado de aspiración del juego de tubos en el soporte de tubo izquierdo.
9. Conecte el extremo izquierdo del juego de tubos al segundo juego de tubos y a un accesorio de infiltración.
10. Introduzca la espiga del juego de tubos en la bolsa que contiene el fluido de infiltración.
11. Cierre la tapa frontal de la bomba.
Luer izquierdo (accesorio de infiltración)
Espiga derecha (fluido de infiltración)

Liposat® Pro



















La bomba gira a derechas.

1. Abra la tapa frontal de la bomba.
2. El rotor gira automáticamente hasta una posición adecuada.
3. Saque el juego de tubos estériles del envase.
4. La espiga está en el lado izquierdo.
5. Ejerciendo una ligera presión, introduzca el extremo izquierdo del segmento de bomba en el soporte de tubo izquierdo hasta que encaje.
6. Inserte el juego de tubos de tal modo que pueda ser arrastrado de forma óptima por el rotor.
7. Mantenga pulsado el botón "Introducir juego de tubos".
8. El rotor gira y arrastra el juego de tubos.
9. Suelte el botón cuando el juego de tubos esté colocado.
Alternativa a 7-9:
10. Gire manualmente el rotor hacia la derecha.
11. Introduzca con cuidado el segmento de bomba restante en el soporte de tubo derecho hasta hacerlo encajar.
12. Conecte el extremo derecho del juego de tubos al segundo juego de tubos y a un accesorio de infiltración.
13. Introduzca la espiga del juego de tubos en la bolsa que contiene el fluido de infiltración.
14. Cierre la tapa frontal de la bomba.
Espiga izquierda (fluido de infiltración)
Luer derecho (accesorio de infiltración)

et Kasutusjuhend

Kasutusjuhend on seadme osa.

Kasutatud ohutussümbolite selgitus

	Järgige kasutusjuhendit		Ärge uuesti steriliseerige
	Artikli number		Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud
	Partii		Pakendiüksus
	Meditsiiniseade		Kõlblik kuni AAAA-KK-PP
	Meditsiiniseadme kordumatu identifikaator		Temperatuuri piirang
	Steriliseeritud etüleenoksiidiga		Säilitage kuivas kohas
	Ühekordse steriilse barjääri süsteem		Kaitske päikesevalguse eest
	Ühekordse steriilse barjääri süsteem koos välise kaitsepakendiga		Tootmise kuupäev AAAA-KK-PP
	Ärge uuesti kasutage		Tootja



Tähelepanu! USA föderaalsete kohaselt tohib seadet müüa ainult arst või arsti tellimusel.

Täiendavat infot kasutatud sümbolite kohta leiate te meie veebilehelt:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Tähelepanu

- Toodet tohib kasutada ainult koos Möller Medicali esteetilise meditsiini tootevalikuga.
- See juhend kehtib ainult koos kasutatavate seadmete kasutusjuhenditega.
- Näidustused, vastunäidustused, sihrühm: Vt kasutatavate seadmete kasutusjuhendeid.
- Kõigist ühenduses seadmega tekkinud vahejuhtumitest või rasketest ohujuhtumitest tuleb teatada tootjale ning selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus on kasutaja ja/või patsiendi asukoht.
- Ristreaktsioone pole praeguseks teada.
- Raviarst vastutab toote nõuetekohase kasutamise ja uuringu tegemise eest selle toote abil.
- See kasutusjuhend kujutab endast üksnes üldist juhendit.
- Ettevõtte Möller Medical GmbH ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis on tingitud toodete mittenõuetekohasest kasutamisest või volitamata personali poolt kasutamisest.
- Kuna seda toodet kasutatakse tehniliselt keerulistes protseduurides, peaksid arstid olema tuttavad toote ning muude protseduuriks vajalike instrumentide käsitlemisega ja kasutamisega.
- Tegemist on steriilse ühekorratootega.
- Kontrollige, et pakend poleks kahjustatud.
- Saastunud tooted võivad kaasa tuua patsiendi kahjustuse, haigestumise või surma.
- Ärge kasutage kahjustatud, avatud või niiske pakendiga tooteid.
- Ühekorratoodete uuesti kasutamine kätkeb endas potentsiaalset nakatumise riski patsiendile või käsitsejale.
- Puhastus, desinfitseerimine ja steriliseerimine võivad materjalide määravaid omadusi ning toote parameetreid sellisel määral mõjutada, et see toob kaasa toodete ülesütlemise.
- Toote kõrvaldamisel tuleb järgida haigla eeskirju või kehtivaid seadusi.
- Toodet tuleb hoida kuivas, jahedas, puhtas ja valguse eest kaitstud kohas.
- Kontrollige kõlblikkuskupäeva.
- Ärge kasutage tooteid, mille kõlblikkuskupäev on möödas.

Sihtotstarve

Seadet TLA Tubing Liposat® Pro/power kasutatakse nii meditsiiniliste näidustuste korral, mis kaasnevad muu hulgas rasvkoet muutusega, kui ka esteetilise kehakujunduse valdkonnas. Seadet TLA Tubing Liposat® Pro/power kasutatakse selle jaoks, et paisuvaid lokaalanesteesia lahuseid, teisi infusiooni vesilahuseid ning keha enda nahaalust kude ja selle koostisosi kehasse edasi toimetada. Voolikukomplekti turustatakse etüleenoksiidiga steriliseeritud ühekorratootena ja seda tohib kasutada ainult koos Liposat® poweri ja Liposat® Pro-ga.

Kasutamine ja käsitsemine

Liposat® power

Pump pöörleb vasakus suunas.

1. Avage pumba esiklaas.
2. Keerake pumba pea sobivasse asendisse.
3. Võtke steriilne voolikukomplekt koos hägusa pumbasegmendiga pakendist välja.
4. Spike paikneb paremal poolel.
5. Asetage imivooliku imipool adapter paremasse voolikuhoidikusse.
6. Keerake rootorit vasakule.
7. Pumba voolikujuhikud aitavad voolikut sisse põimida.
8. Asetage imivooliku imipool adapter vasakusse voolikuhoidikusse.
9. Ühendage voolikukomplekti vasakpoolne ots teise voolikukomplekti ja infiltratsiooni võimalusega.
10. Torgake voolikukomplekti Spike infiltratsiooni meediumiga koti sisse.
11. Sulgege pumba esiklaas.
vasakul Luer (infiltratsiooni võimalus)
paremal Spike (infiltratsiooni meedium)

Liposat® Pro








Pump pöörleb paremas suunas.

1. Avage pumba esiklaas.
2. Rootor pöörleb iseenesest sobivasse asendisse.
3. Võtke steriilne voolikukomplekt pakendist välja.
4. Spike paikneb vasakul poolel.
5. Suruge pumbasegmeni vasakpoolset otsa ettevaatlikult vasakpoolse voolikuhoidiku sisse, kuni see fikseerub.
6. Juhtige voolikukomplekt sisse selliselt, et selle saaks rootori poolt optimaalselt üles võtta.
7. Hoidke nuppu „Voolikukomplekti sissepanemine“ alla vajutatuna.
8. Rootor pöörleb ja lükib voolikukomplekti sisse.
9. Kui voolikukomplekt on sisse lükitud, siis laske nupp vabaks.
Alternatiivselt punktidele 7–9:
10. Pöörake rootorit käega paremale.
11. Suruge ülejäänud pumbasegmenti ettevaatlikult parempoolse voolikuhoidiku sisse, kuni see fikseerub.
12. Ühendage voolikukomplekti parempoolne ots teise voolikukomplekti ja infiltratsiooni võimalusega.
13. Torgake voolikukomplekti Spike infiltratsiooni meediumiga koti sisse.
14. Sulgege pumba esiklaas.
Vasakul Spike (infiltratsiooni meedium)
Paremal Luer (infiltratsiooni võimalus)

fi Käyttöohje

Käyttöohje on osa tuotetta.

Käytettyjen turvallisuussymbolien selitykset

	Katso käyttöohjetta		Ei saa steriloida uudelleen
	Tuotenumero		Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut
	Eränumero		Pakkausyksikkö
	Lääkinnällinen laite		Viimeinen käyttöpäivä VVVV-KK-PP
	Lääkinnällisen laitteen yksilöllinen tunniste		Lämpötilaraja
	Steriloitu etyleenioksidilla		Säilytettävä kuivassa
	Yksinkertainen steriili estejärjestelmä		Säilytettävä auringonvalolta suojattuna
	Yksinkertainen steriili estejärjestelmä ja ulkopuolinen suojapakkaus		Valmistuspäivä VVVV-KK-PP
	Ei saa käyttää uudelleen		Valmistaja



Huomaa: Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkärille tai lääkärin tilauksesta.

Lisätietoja käytetyistä symboleista on kotisivullamme osoitteessa:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Varoitus

- Tuotetta saa käyttää vain yhdessä Möller Medicalin estetiikkatuotteiden kanssa.
- Nämä ohjeet ovat voimassa vain yhdessä kulloistenkin käytössä olevien laitteiden käyttöohjeiden kanssa.
- Käyttöaiheet, vasta-aiheet ja kohderyhmä: Katso kunkin käytetyn laitteen käyttöohjeet.
- Kaikista laitteeseen liittyvistä tapahtumista tai vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.
- Ristiinreagointia muiden tuotteiden kanssa ei ole tällä hetkellä tiedossa.
- Hoitava lääkäri on vastuussa tämän tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja tutkimuksen suorittamisesta.
- Nämä käyttöohjeet ovat vain yleisohjeet.
- Möller Medical GmbH ei vastaa vahingoista, joiden voidaan katsoa aiheutuneen tuotteiden asiattomasta käytöstä tai siitä, että tuotteita ovat käyttäneet valtuuttamattomat henkilöt.
- Koska tuotetta käytetään teknisesti monimutkaisissa toimenpiteissä, lääkärin on oltava tottuneita käsittelemään ja käyttämään tuotetta, muita toimenpiteeseen tarvittavia instrumentteja sekä menetelmää.
- Kyseessä on steriili kertakäyttötuote.
- Tarkista, että pakkaus on ehjä.
- Kontaminoituneet tuotteet voivat aiheuttaa potilaan vammautumisen, sairastumisen tai kuoleman.
- Älä käytä tuotteita, joiden pakkaus on vahingoittunut, avattu tai kostea.
- Kertakäyttötuotteiden uudelleenkäyttöön liittyy mahdollinen potilaan tai käyttäjän infektioriski.
- Puhdistus, desinfiointi ja sterilointi voivat vaikuttaa materiaalien olennaisiin ominaisuuksiin ja tuoteparametreihin siten, että tuote vioittuu toimintakelvottomaksi.
- Tuote hävitetään sairaalamääräysten tai voimassa olevien lakien mukaan.
- Tuote on säilytettävä kuivassa, viileässä, puhtaassa ja valolta suojatussa paikassa.
- Tarkista viimeinen käyttöpäivä.
- Älä käytä tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt.

Käyttötarkoitus

TLA Tubing Liposat® Pro/power on letkupumppu, jota käytetään sekä lääketieteellisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät muun muassa rasvakudoksen muuttamiseen, että kehon esteettiseen muokkaamiseen. TLA Tubing Liposat® Pro/power -laitteella viedään kehoon tumesenssi-paikallispuuduteliuoksia, muita ohuita infuusioliuoksia sekä autologisia ihonalaisia kudoksia ja niiden komponentteja. Letkusarja myydään etyleenioksidisteriloituna kertakäyttötutuotteena, ja sitä saa käyttää vain yhdessä Liposat® power- ja Liposat® Pro -laitteen kanssa.

Käyttö ja toiminta

Liposat® power

Pumppu on vasemmalle kiertävä.

1. Avaa pumpun etulasi.
2. Käännä pumpun pää sopivaan asentoon.
3. Ota steriili letkusarja ja sumea pumppusegmentti pakkauksesta.
4. Piikki on oikealla puolella.
5. Aseta letkusarjan imupuolen sovitin oikeaan letkupidikkeeseen.
6. Kierrä roottoria vasemmalle.
7. Pumpun letkunohjaimet auttavat letkun pujottamisessa.
8. Aseta letkusarjan imupuolen sovitin vasempaan letkupidikkeeseen.
9. Liitä letkusarjan vasen pää toiseen letkusarjaan ja infiltraatiovaihtoehtoon.
10. Pistä letkusarjan piikki infiltraatioaineen sisältävään pussiin.
11. Sulje pumpun etulasi.

Vasen Luer (infiltraatiovaihtoehto)

Oikea piikki (infiltraatioaine)

Liposat® Pro

Pumppu on oikealle kiertävä.

1. Avaa pumpun etulasi.
2. Roottori kääntyy itsestään sopivaan asentoon.
3. Ota steriili letkusarja ulos pakkauksesta.
4. Piikki on vasemmalla puolella.
5. Paina pumppusegmentin vasen pää varovasti vasemmanpuoleiseen letkunkiinnittimeen, kunnes se lukittuu paikalleen.
6. Vie letkusarja sisään siten, että roottori pääsee tarttumaan siihen optimaalisella tavalla.
7. Pidä Aseta letkusarja paikalleen -painiketta pohjassa.
8. Roottori pyörii ja pujottaa letkusarjan paikalleen.
9. Päästä painike irti, kun letkusarja on pujotettu paikalleen.

Vaihtoehto kohdille 7–9:

10. Pyöritä roottoria käsin myötäpäivään.
11. Paina pumppusegmentin loppuosa varovasti oikeanpuoleiseen letkunkiinnittimeen, kunnes se lukittuu paikalleen.
12. Liitä letkusarjan oikea pää toiseen letkusarjaan ja infiltraatiovaihtoehtoon.
13. Pistä letkusarjan piikki infiltraatioaineen sisältävään pussiin.
14. Sulje pumpun etulasi.




















Vasen piikki (infiltraatioaine)

Oikea Luer (infiltraatiovaihtoehto)

fr Notice d'utilisation

La notice d'utilisation fait partie intégrante du produit.

Explication des symboles de sécurité utilisés

	Consulter la notice d'utilisation		Ne pas restériliser
	Référence		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Lot		Unité d'emballage
	Dispositif médical		À utiliser jusqu'au AAAA-MM-JJ
	Identifiant unique d'un dispositif médical		Limite de température
	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène		Stocker au sec
	Système de barrière stérile simple		Protéger des rayons du soleil
	Système de barrière stérile simple avec emballage de protection externe		Date de fabrication AAAA-MM-JJ
	Ne pas réutiliser		Fabricant
	Attention : selon la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu qu'à un médecin ou commandé par un médecin.		

De plus amples informations sur les symboles utilisés sont disponibles sur notre page d'accueil : <https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Attention

- Le produit ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les produits de la gamme esthétique de Möller Medical.
- Ce mode d'emploi n'est valable que conjointement avec les notices d'utilisation des appareils respectifs utilisés.
- Indications, contre-indications, groupe cible : Voir les notices d'utilisation des appareils utilisés.
- Tout incident ou événement indésirable grave lié au dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.
- Aucune réaction croisée du produit n'est connue à ce jour.
- Le médecin traitant est responsable de l'utilisation et de la réalisation correctes de l'examen avec ce dispositif.
- Cette notice d'utilisation ne constitue qu'un guide général.
- Möller Medical GmbH décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme des dispositifs ou de leur utilisation par du personnel non autorisé.
- Dans la mesure où le dispositif est utilisé dans des procédures techniquement complexes, les médecins doivent être familiarisés avec la manipulation et l'utilisation du dispositif, les autres instruments nécessaires à la procédure et la procédure elle-même.
- Il s'agit d'un dispositif stérile à usage unique.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage.
- Des articles contaminés peuvent entraîner la dégradation, la maladie ou la mort du patient.
- Ne pas utiliser les dispositifs dont l'emballage est endommagé, ouvert ou humide.
- La réutilisation d'articles à usage unique implique le risque d'une infection pour le patient ou l'opérateur.
- Le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent altérer les propriétés essentielles du matériau et les paramètres du produit de telle manière que cela entraîne une défaillance de l'article.
- L'élimination doit être effectuée conformément aux prescriptions de l'hôpital ou aux lois en vigueur.

- Le dispositif doit être stocké dans un endroit sec, frais, propre et à l'abri de la lumière.
- Vérifier la date limite d'utilisation.
- Ne pas utiliser les dispositifs dont la date limite d'utilisation est dépassée.

Usage prévu

La tubulure TLA Tubing Liposat® Pro/power est utilisée aussi bien pour des indications médicales, qui s'accompagnent entre autres d'une modification du tissu adipeux, que dans le domaine du remodelage esthétique du corps. La tubulure TLA Tubing Liposat® Pro/power est utilisée pour injecter dans le corps des solutions d'anesthésie locale tumescentes, d'autres solutions de perfusion aqueuses, ainsi que des tissus sous-cutanés autologues et leurs composants. La tubulure est mise sur le marché en tant que dispositif à usage unique stérilisé à l'oxyde d'éthylène et ne doit être utilisée qu'en combinaison avec le Liposat® power et le Liposat® Pro.

Application et utilisation

Liposat® power

La pompe tourne à gauche.

1. Ouvrir la vitre avant de la pompe.
2. Tourner la tête de la pompe dans une position appropriée.
3. Sortir la tubulure stérile avec le segment de pompe opaque de son emballage.
4. La pointe se trouve sur le côté droit.
5. Placer l'adaptateur du côté aspiration de la tubulure dans le support de tubulure droit.
6. Tourner le rotor vers la gauche.
7. Les guides-tubulures de pompe aident à enfiler la tubulure.
8. Placer l'adaptateur du côté aspiration de la tubulure dans le support de tubulure gauche.
9. Raccorder l'extrémité gauche de la tubulure à la deuxième tubulure et à un dispositif d'infiltration.
10. Piquer la pointe de la tubulure dans la poche contenant le milieu d'infiltration.
11. Fermer la vitre avant de la pompe.
Luer gauche (dispositif d'infiltration)
Pointe droite (milieu d'infiltration)

Liposat® Pro




















La pompe tourne à droite.

1. Ouvrir la vitre avant de la pompe.
2. Le rotor tourne de lui-même dans une position appropriée.
3. Sortir la tubulure stérile de l'emballage.
4. La pointe se trouve sur le côté gauche.
5. Pousser doucement l'extrémité gauche du segment de pompe dans le support de tubulure gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Introduire la tubulure de manière à ce qu'elle puisse être saisie de manière optimale par le rotor.
7. Maintenir le bouton « Insérer la tubulure » enfoncé.
8. Le rotor tourne et enfle la tubulure.
9. Relâcher le bouton une fois que la tubulure est enfilée.
Alternative à 7-9 :
10. Tourner le rotor manuellement vers la droite.
11. Pousser doucement le segment de pompe restant dans le support de tubulure droit jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
12. Raccorder l'extrémité droite de la tubulure à la deuxième tubulure et à une possibilité d'infiltration.
13. Piquer la pointe de la tubulure dans la poche contenant le milieu d'infiltration.
14. Fermer la vitre avant de la pompe.
Pointe gauche (milieu d'infiltration)
Luer droit (dispositif d'infiltration)

hr Upute za uporabu

Upute za uporabu dio su proizvoda.

Objašnjenja korištenih sigurnosnih napomena

	Pogledajte upute za uporabu		Nemojte ponovno sterilizirati
	Broj artikla		Nemojte upotrijebiti ako je pakiranje oštećeno
	Serijski broj		Jedinica pakiranja
	Medicinski proizvod		Upotrebljivo do GGGG-MM-DD
	Jedinstveni identifikator medicinskog proizvoda		Ograničenje temperature
	Sterilizirano etilen oksidom		Čuvati na suhom mjestu
	Sustav jednostruke sterilne barijere		Čuvati na mjestu zaštićenom od sunčeve svjetlosti
	Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim vanjskim pakiranjem		Datum proizvodnje GGGG-MM-DD
	Nemojte ponovno upotrijebiti		Proizvođač
	Pozor: U skladu sa saveznim zakonodavstvom SAD-a, ovaj se uređaj smije prodati samo liječniku ili po nalogu liječnika.		

Dodatne informacije o upotrijebljenim simbolima možete pronaći na našoj početnoj stranici:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Pozor

- Proizvod se smije upotrebljavati isključivo u kombinaciji s proizvodima iz portfelja proizvoda za estetiku proizvođača Möller Medical.
- Ove upute vrijede samo zajedno s uputama za uporabu uređaja koji se upotrebljava.
- Indikacije, kontraindikacije, ciljna skupina: Pogledajte upute za uporabu uređaja koji se upotrebljavaju.
- Sve incidente ili ozbiljne nepoželjne događaje do kojih je došlo u vezi s proizvodom potrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalaze.
- Križne reakcije proizvoda trenutno nisu poznate.
- Za pravilnu primjenu proizvoda i obavljanje pregleda proizvodom odgovoran je nadležan liječnik.
- Ove upute za uporabu samo su opće upute.
- Tvrtka Möller Medical GmbH otklanja svaku odgovornost za štete nastale nepravilnom uporabom proizvoda ili ako ga upotrebljava neovlašteno osoblje.
- Kako se proizvod upotrebljava u tehnički složenim postupcima, liječnici trebaju biti upoznati s rukovanjem proizvodom i njegovom uporabom, drugim instrumentima koji su potrebni za te postupke, kao i sa samim postupcima.
- Riječ je o sterilnom proizvodu za jednokratnu uporabu.
- Provjerite cjelovitost pakiranja.
- Kontaminirani predmeti mogu prouzročiti ozljede, bolest ili smrt pacijenta.
- Nemojte upotrijebiti proizvode iz oštećenog, otvorenog ili vlažnog pakiranja.
- Ponovna uporaba proizvoda za jednokratnu uporabu nosi mogući rizik od infekcije za pacijenta ili rukovatelja.
- Čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija mogu toliko narušiti ključna svojstva materijala ili parametre proizvoda da to može prouzročiti neispravnosti proizvoda.
- Proizvod treba zbrinuti u skladu s bolničkim protokolom ili važećim zakonima.

- Proizvod treba čuvati na suhom, hladnom i čistom mjestu zaštićenom od svjetla.
- Provjerite rok valjanosti.
- Nemojte upotrijebiti proizvode kojima je istekao rok valjanosti.

Namjena

Komplet crijeva TLA Tubing Liposat® Pro/power upotrebljava se kako za medicinske indikacije povezane, među ostalim, s promjenom masnog tkiva, tako i za postupke na području estetskog oblikovanja tijela. Komplet crijeva TLA Tubing Liposat® Pro upotrebljava se za unosenje u tijelo tumescentnih otopina za lokalnu anesteziju, drugih vodenih infuzijskih otopina, kao i tjelesnih potkožnih tkiva i čestica koje su u njima sadržane. Komplet crijeva stavlja se na tržište steriliziran etilen oksidom kao proizvod za jednokratnu uporabu i smije se upotrebljavati samo u kombinaciji s pumpama Liposat® power i Liposat® Pro.

Primjena i rukovanje

Liposat® power

Pumpa se okreće ulijevo.

1. Otvorite prednju ploču pumpe.
2. Okrenite glavu pumpe u prikladan smjer.
3. Sterilni komplet crijeva s mutnim segmentom pumpe izvadite iz pakiranja.
4. Spike se nalazi s desne strane.
5. Adapter usisne strane kompleta crijeva položite u desni držač crijeva.
6. Rotor okrenite udesno.
7. Vodilice crijeva na pumpi olakšavaju uvođenje crijeva.
8. Adapter usisne strane kompleta crijeva položite u lijevi držač crijeva.
9. Lijevi kraj kompleta crijeva povežite s drugim kompletom crijeva i jednom mogućnosti infiltracije.
10. Spike kompleta crijeva utaknite u vrećicu s infiltracijskom tekućinom.
11. Zatvorite prednju ploču pumpe.
lijevo luer (mogućnost infiltracije)
desno spike (infiltracijska tekućina)

Liposat® Pro

Pumpa se okreće udesno.

1. Otvorite prednju ploču pumpe.
2. Rotor se samostalno okreće u prikladan položaj.
3. Izvadite sterilni komplet crijeva iz pakiranja.
4. Spike se nalazi s lijeve strane.
5. Lijevi kraj segmenta pumpe pažljivo pritisnite u lijevi držač crijeva dok se ne uglavi.
6. Komplet crijeva uvedite tako da ga rotor može optimalno zahvatiti.
7. Pritisnite i držite pritisnutim gumb „Postavljanje kompleta crijeva“.
8. Rotor se okreće i namotava komplet crijeva.
9. Otpustite gumb čim se komplet crijeva namota.
Alternativa za 7 – 9:
10. Rotor ručno okrenite udesno.
11. Ostatak segmenta pumpe pažljivo pritisnite u desni držač crijeva dok se ne uglavi.
12. Desni kraj kompleta crijeva povežite s drugim kompletom crijeva i jednom mogućnosti infiltracije.
13. Spike kompleta crijeva utaknite u vrećicu s infiltracijskom tekućinom.
14. Zatvorite prednju ploču pumpe.
Lijevo spike (infiltracijska tekućina)
Desno luer (mogućnost infiltracije)

hu Használati utasítás

A használati utasítás a termék részét képezi.

A használt szimbólumok magyarázata

	Olvassa el a használati utasítást!		Ne sterilizálja újra
	Cikkszám		Ne használja, ha a csomagolás sérült!
	Charge		Csomagolási egység
	Orvostechnikai eszköz		Felhasználható: ÉÉÉÉ.HH.NN.
	Az orvostechnikai eszköz egyértelmű azonosítója		Hőmérséklet-határértékek
	Etilén-oxiddal sterilizálva		Száraz helyen tárolja
	Egyszeres steril védelmi rendszer		Napfénytől óvandó!
	Egyszeres steril védelmi rendszer külső védőcsomagolással		Gyártás dátuma ÉÉÉÉ.HH.NN.
	Ne használja fel újra		Gyártó



Figyelem: Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi joga alapján csak orvosnak szabad eladni, illetve csak orvos rendelheti meg ezt a készüléket.

A használt szimbólumokról további információkat a honlapunkon talál:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Figyelem

- A termék kizárólag a Möller Medical esztétikai portfóliójába tartozó termékekkel együtt használható.
- Ez a használati utasítás csak az adott használt eszközök használati utasításával együtt érvényes.
- Indikációk, ellenjavallatok, célcsoport: Lásd az adott használt eszközök használati utasításait.
- A termékkel kapcsolatos minden incidenst vagy súlyos nemkívánatos eseményt jelenteni kell a gyártónak és annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, ahol a felhasználó és/vagy a beteg letelepedett.
- A termék keresztreakciói jelenleg nem ismertek.
- A kezelőorvos felelős a termékkel végzett vizsgálat megfelelő alkalmazásáért és lebonyolításáért.
- Ez a használati utasítás csak általános utasítás.
- A Möller Medical GmbH kizárja a felelősséget a termékek nem megfelelő használatából, illetve a termékek illetéktelen személyek általi használatából eredő károkért.
- Mivel a terméket technikailag összetett eljárásokban használják, az orvosoknak tisztában kell lenniük a termék, valamint az eljáráshoz szükséges egyéb eszközök kezelésének és használatának mikéntjével, valamint magával az eljárással.
- Ez egy steril, egyszer használatos termék.
- Ellenőrizze, hogy a csomagolás nem szennyezett.
- A fertőzött termékek a betegek sérüléséhez, megbetegedéséhez vagy halálához vezethetnek.
- Ne használja a sérült, felbontott vagy nedves csomagolású termékeket.
- Az egyszer használatos termékek újbóli felhasználása magában rejti a páciens vagy a kezelő megfertőződésének lehetséges kockázatát.
- A tisztítás, fertőtlenítés és sterilizálás jelentős mértékben megváltoztathatják az anyagok tulajdonságait, és ezáltal olyan mértékben károsan befolyásolják a termék paramétereit, hogy az a termék meghibásodásához vezethet.
- A kórházi előírásoknak vagy az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

- A terméket száraz, hűvös, tiszta és fénytől védett helyen kell tárolni.
- Ellenőrizze a felhasználhatósági időt.
- Ne használja fel a termékeket a lejáratú időn túl.

Rendeltetés

A TLA Tubing Liposat® Pro/power-t a zsírszövet változásával járó orvosi indikációk esetén és az esztétikai testkontúrozás területén egyaránt használják. A TLA Tubing Liposat® Pro/power-t a tumescens helyi érzéstelenítő oldatok, egyéb vizes infúziós oldatok, valamint autológ szubkután szövet és komponensei szervezetbe juttatására használják. A tömlőszett etilén-oxiddal sterilizált, egyszer használatos terméként kerül forgalomba, és csak a Liposat® power és a Liposat® Pro készülékkel együtt használható.

Használat és kezelés

Liposat® power

A szivattyú az óramutató járásával ellentétes irányban.

1. Nyissa ki a szivattyú első üvegét.
2. Fordítsa a szivattyúfejet megfelelő helyzetbe.
3. Vegye ki a steril tömlőszettet a matt szivattyúszegmensesel együtt a csomagolásból.
4. A túske a jobb oldalon van.
5. Helyezze a tömlőszett szívóoldalának adapterét a jobb oldali csőtartóba.
6. Fordítsa a forgót balra.
7. A szivattyútömlő-vezetők segítenek a tömlő befűzésében.
8. Helyezze a tömlőszett szívóoldalának adapterét a bal oldali tömlőtartóba.
9. Csatlakoztassa a tömlőszett bal végét a második tömlőszetthez és egy beszívárgási lehetőséghez.
10. Helyezze a tömlőszett tűskéjét a beszívárgó közeget tartalmazó tasakba.
11. Csupkja be a szivattyú elülső fedelét.
bal oldali luer (beszívárgási lehetőség)
jobb túske (infiltrációs közeget)

Liposat® Pro

















A szivattyú az óramutató járásával megegyező irányban jár.

1. Nyissa ki a szivattyú első üvegét.
2. A rotor automatikusan elfordul a megfelelő pozícióba.
3. Vegye ki a steril tömlőszettet a csomagolásból.
4. A Spike a bal oldalon található.
5. Óvatosan nyomja bele a szivattyúszegmens bal végét a bal tömlőtartóba, amíg az be nem kattann.
6. Úgy vezesse be a szivattyúszettet, hogy azt a rotor optimálisan fel tudja venni.
7. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Tömlőszett behelyezése" gombot.
8. A rotor forog és befűzi a tömlőszettet.
9. Engedje el a gombot, ha a tömlőszett be van fűzve.
A 7-9 alternatívája:
10. Fordítsa a rotort kézzel jobbra.
11. Óvatosan nyomja be a megmaradt szivattyúszegmenst a jobb oldali tömlőfoglatba, amíg az be nem kattann a helyére.
12. Csatlakoztassa a tömlőszett jobb végét a második tömlőszetthez és egy beszívárgási létesítményhez.
13. Helyezze a tömlőszett tűskéjét a beszívárgó közeget tartalmazó tasakba.
14. Csupkja be a szivattyú elülső fedelét.
Bal túske (beszívárgó közeget)
Jobb Luer (beszívárgási lehetőség)

is Notkunarleiðbeiningar

Notendahandbókin er hluti af vörunni.

Skýring á öryggistáknum sem notuð eru

	Fylgdu leiðbeiningunum		Ekki endursóttþreinsa
	Vörunúmer		Ekki nota ef umbúðir eru skemmdar
	Lota		Pökkunareining
	Lækningatæki		Notist fyrir ÁÁÁÁ-MM-DD
	Einstakt auðkenni lækningatækis		Hitatakörkun
	Sóttþreinsað með etýlenoxíði		Geymið þurrt
	Einfalt dauðþreinsað hindrunarkerfi		Verndaðu gegn sólarljósi
	Einstök sæfð hindrunarkerfi með hlífðar ytri umbúðum		Framleiðsludagur ÁÁÁÁ-MM-DD
	Ekki endurnýta		Framleiðandi



Hætta: Bandarísk lög takmarka þetta tæki við sölu af lækni eða samkvæmt fyrirmælum læknis.

Frekari upplýsingar um táknið sem notuð eru má finna á vefsíðunni okkar:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Varúð

- Aðeins má nota vöruna í samsettri meðferð með vörum úr Möller Medical fagurfræðisafninu.
- Þessar leiðbeiningar gilda aðeins ásamt notkunarleiðbeiningum tækjanna sem notuð eru.
- Ábendingar, frábendingar, markhópur: Sjá notkunarleiðbeiningar fyrir tækin sem notuð eru.
- Tilkynna skal framleiðanda og lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn hefur staðfestu hvers kyns atvik eða alvarleg aukaatvik sem tengist tækinu.
- Vívíðbrögð vöru eru ekki þekkt sem stendur.
- Viðkomandi lækni ber ábyrgð á rétttri notkun og framkvæmd skoðunar með þessari vöru.
- Þessar notkunarleiðbeiningar eru aðeins almennar leiðbeiningar.
- Möller Medical GmbH tekur enga ábyrgð á tjóni sem hlýst af óviðeigandi notkun vörunnar eða vegna notkunar óviðkomandi starfsfólks á vörunum.
- Vegna þess að varan verður notuð í tæknilega flóknum aðgerðum ættu lækna að þekkja meðhöndlun og notkun vörunnar og annarra tækja sem nauðsynleg eru fyrir aðgerðina og aðgerðina.
- Það er sæfð einnota vara.
- Athugaðu heilleika umbúðanna.
- Mengaðir hlutir geta valdið meiðslum, veikindum eða dauða sjúklings.
- Ekki nota vörur með skemmdum, opnum eða rökum umbúðum.
- Endurnotkun einnota hluta hefur í för með sér hugsanlega hættu á sýkingu sjúklings eða rekstraraðila.
- Hreinsun, sóttþreinsun og dauðþreinsun getur haft áhrif á mikilvæga efniseiginleika og færðbreytur vöru á þann hátt að það leiðir til bilunar á hlutum.
- Förgun verður í samræmi við reglur sjúkrahússins eða gildandi lög.
- Varan verður að geyma á þurru, köldu, hreinu og varið gegn ljósi.
- Athugaðu fyrningardagsetningu.
- Ekki nota vörur sem hafa náð síðasta notkunardag.

Fyrirhugaður tilgangur

TLA Tubing Liposat® Pro/power er notað bæði fyrir læknisfræðilegar ábendingar sem tengjast breytingu á fituvef og á sviði fagurfræðilegrar líkamsmótunar. TLA Tubing Liposat® Pro/power er notað til að gefa svellandi staðdeyfilyfslausnir, aðrar vatnskenndar innrennisláusnir og eigin undirhúð líkamans og hluta hans inn í líkamann. Slöngusettið er sótthreinsað með etýlenoxíði og sett á markað sem einnota vara og má aðeins nota í tengslum við Liposat® power og Liposat® Pro.

Notkun og rekstur

Liposat® power

Dælan er rangsælis.

1. Opnaðu framgluggann á dælunni.
2. Snúðu dæluhausnum í viðeigandi stöðu.
3. Fjarlægðu sæfðu slöngusettið með skýjaða dæluhlutanum úr umbúðunum.
4. Gaddurinn er hægra megin.
5. Settu millistykkið á soghlið slöngusettsins í hægri slönguhaldara.
6. Snúðu snúningnum til vinstri.
7. Stýringar dæluslöngunnar hjálpa til við að þræða slönguna.
8. Settu millistykkið á soghlið slöngusettsins í vinstri slönguhaldara.
9. Tengdu vinstri enda slöngusettsins við annað slöngusettið og íferðaraðstöðu.
10. Settu gaddinn á slöngusettinu í pokann sem inniheldur íferðarmiðilinn.
11. Lokaðu framglugganum á dælunni.
vinstri Luer (möguleiki á íferð)
hægri toppur (íferðarmiðill)

Liposat® Pro

Dælan snýst réttisælis.

1. Opnaðu framgluggann á dælunni.
2. Snúningurinn snýst sjálfstætt í viðeigandi stöðu.
3. Fjarlægðu sæfðu slöngusettið úr umbúðunum.
4. Gaddurinn er vinstra megin.
5. Ýttu vinstra enda dæluhlutanum varlega inn í vinstri slönguhaldarann þar til hann smellur á sinn stað.
6. Settu slöngusettið þannig fyrir að hægt sé að taka hana sem best upp af snúningnum.
7. Haltu inni "Setja inn slönguset" hnappinn.
8. Snúðurinn snýr og þræðir slöngusettið.
9. Slepptu takkanum þegar slöngusettið er snittað.
Valkostur við 7-9:
10. Snúðu snúningnum réttisælis með höndunum.
11. Ýttu dæluhlutanum sem eftir er varlega inn í hægri slönguhaldarann þar til hann smellur á sinn stað.
12. Tengdu hægri enda slöngusettsins við annað slöngusettið og íferðaraðstöðu.
13. Settu gaddinn á slöngusettinu í pokann sem inniheldur íferðarmiðilinn.
14. Lokaðu framglugganum á dælunni.
Vinstri gaddur (íferðarmiðill)
Hægri Luer (íferðarmöguleiki)

it Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto.

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

	Attenersi alle istruzioni per l'uso		Non risterilizzare
	Codice prodotto		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Lotto		Unità di confezionamento
	Dispositivo medico		Utilizzare entro il AAAA-MM-GG
	Codice identificativo univoco di un dispositivo medico		Limiti di temperatura
	Sterilizzato mediante ossido di etilene		Conservare in un luogo asciutto
	Sistema a barriera sterile singola		Conservare al riparo dalla luce solare
	Semplice sistema a barriera sterile con imballaggio protettivo esterno		Data di fabbricazione AAAA-MM-GG
	Non riutilizzare		Fabbricante

R_X ONLY

Attenzione: secondo la legge federale statunitense, questo dispositivo può essere venduto solo a un medico o su ordinazione di un medico.

Per ulteriori informazioni sui simboli utilizzati consultare la nostra home page:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Attenzione

- Il prodotto può essere utilizzato solo in combinazione con i prodotti del portafoglio estetico di Möller Medical.
- Queste istruzioni sono valide solo insieme alle istruzioni per l'uso dei rispettivi dispositivi utilizzati.
- Indicazioni, controindicazioni, gruppo target: consultare le istruzioni per l'uso dei rispettivi dispositivi utilizzati.
- Qualsiasi incidente o evento avverso grave avvenuto in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro nel quale l'utilizzatore e/o il paziente risiedono.
- Al momento non sono note reazioni crociate dovute all'utilizzo del prodotto.
- Il medico curante è responsabile per il corretto impiego e l'esatta esecuzione dell'esame con il suddetto prodotto.
- Le presenti istruzioni per l'uso sono solo istruzioni generali.
- Möller Medical GmbH declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio dei prodotti o dall'uso dei prodotti da parte di personale non autorizzato.
- Poiché il prodotto viene utilizzato in procedure tecnicamente complesse, i medici devono avere familiarità con la manipolazione e l'uso del prodotto, con gli altri strumenti necessari per la procedura e con la procedura stessa.
- Il prodotto è sterile e monouso.
- Verificare l'integrità dell'imballaggio.
- Gli articoli contaminati possono causare danno, malattia o persino la morte del paziente.
- Non utilizzare prodotti con confezioni danneggiate, aperte o umide.
- Il riutilizzo degli articoli monouso comporta il potenziale rischio di infezione per il paziente o l'operatore.
- La pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione possono compromettere proprietà del materiale e parametri del prodotto fondamentali a tal punto da determinare malfunzionamento dell'articolo.
- Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle disposizioni previste per gli ospedali o alle leggi vigenti.
- Il prodotto deve essere conservato in ambienti asciutti, freschi, puliti e al riparo dalla luce.
- Controllare la data di scadenza.
- Non utilizzare prodotti oltre la data di scadenza.

Destinazione d'uso

L'unità TLA Tubing Liposat® Pro/power viene utilizzata sia per indicazioni mediche associate a una variazione del tessuto adiposo, sia nell'ambito del rimodellamento estetico del corpo. L'unità TLA Tubing Liposat® Pro/power viene utilizzata per somministrare nel corpo soluzioni anestetiche locali tumescenti, altre soluzioni acquose per infusione nonché tessuto sottocutaneo autologo e i relativi componenti. Il set di tubi è commercializzato come prodotto monouso sterilizzato con ossido di etilene e può essere utilizzato solo in combinazione con i dispositivi Liposat® power e il Liposat® Pro.

Utilizzo e funzionamento

Liposat® power

La pompa ruota in senso antiorario.

1. Aprire il pannello anteriore della pompa.
2. Ruotare la testa della pompa in una posizione adeguata.
3. Rimuovere il circuito sterile con segmento della pompa opaco dalla confezione.
4. Il puntale si trova sul lato destro.
5. Posizionare l'adattatore del lato di aspirazione del set di tubi flessibili nel portatubo destro.
6. Ruotare il rotore verso sinistra.
7. Le guide del tubo della pompa aiutano a infilare il tubo.
8. Inserire l'adattatore del lato di aspirazione del set di tubi flessibili nel portatubo sinistro.
9. Collegare l'estremità sinistra del set di tubi al secondo set di tubi e a un'opzione di infiltrazione.
10. Inserire il puntale del circuito nella sacca contenente il mezzo per l'infiltrazione.
11. Chiudere il coperchio anteriore della pompa.
 - Sinistra Luer (possibilità di infiltrazione)
 - Destra Spike (mezzo di infiltrazione)

Liposat® Pro




















La pompa ruota in senso orario.

1. Aprire il pannello anteriore della pompa.
2. Il rotore ruota autonomamente in una posizione adeguata.
3. Estrarre il circuito sterile dalla confezione.
4. Il puntale si trova sul lato sinistro.
5. Premere con cautela l'estremità sinistra del segmento della pompa nel portatubo sinistro finché non scatta in posizione.
6. Inserire il circuito in modo che possa essere afferrato in modo ottimale dal rotore.
7. Tenere premuto il pulsante "Inserisci circuito".
8. Il rotore ruota e infila il circuito.
9. Rilasciare il pulsante quando il circuito è infilato.
 - Alternativa a 7-9:
10. ruotare manualmente il rotore verso destra.
11. Premere con cautela il segmento rimanente della pompa nel portatubo destro finché non scatta in posizione.
12. Collegare l'estremità destra del set di tubi al secondo set di tubi e a un'opzione di infiltrazione.
13. Inserire il puntale del circuito nella sacca contenente il mezzo per l'infiltrazione.
14. Chiudere il coperchio anteriore della pompa.
 - Sinistra Spike (mezzo di infiltrazione)
 - Destra Luer (opzione di infiltrazione)

It Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija yra produkto dalis.

Saugumo simbolių paaiškinimas

	Vadovautis naudojimo instrukcija		Nesterilizuoti pakartotinai
	Dalies numeris		Nenaudoti, jeigu pažeista pakuotė
	Serija		Pakuotės vienetas
	Medicinos priemonė		Tinka naudoti iki MMMM-mm-DD
	Unikalusis medicinos priemonės identifikatorius		Temperatūros ribos
	Sterilizuota etileno oksidu		Laikyti sausoje vietoje
	Vieno sterilaus barjero sistema		Saugoti nuo saulės spindulių
	Vieno sterilaus barjero sistema su išorine apsaugine pakuote		Pagaminimo data MMMM-mm-DD
	Nenaudoti pakartotinai		Gamintojas
	Dėmesio: pagal JAV federalinius įstatymus šis prietaisas gali būti parduodamas tik gydytojo arba gydytojo nurodymu.		

Daugiau informacijos apie naudojamus simbolius rasite mūsų interneto svetainėje:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Dėmesio

- Šį gaminį galima naudoti tik kartu su „Möller Medical“ estetinės medicinos asortimento gaminiais.
- Ši instrukcija galioja tik kartu su naudojamų prietaisų naudojimo instrukcijomis.
- Indikacijos, kontraindikacijos, tikslinė grupė: žr. atitinkamų naudojamų prietaisų naudojimo instrukcijas.
- Apie visus su gaminiu susijusius nepageidaujamus reiškinius arba rimtus incidentus būtina pranešti gamintojui ir šalies narės, kurioje įsisteigęs naudotojas ir / arba gyvena pacientas, kompetentingai institucijai.
- Šiuo metu apie kryžmines gaminio reakcijas nežinoma.
- Gydantysis gydytojas yra atsakingas už tinkamą šio gaminio naudojimą ir tyrimų atlikimą.
- Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti tik bendrojo pobūdžio nurodymai.
- „Möller Medical GmbH“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią netinkamai naudojant gaminius arba jei gaminius naudoja neįgaliosios asmenys.
- Kadangi gaminyje naudojamas sudėtingas techninis procesas, gydytojai turi būti susipažinę su gaminio ir kitų procedūrai reikalingų instrumentų naudojimu ir taikymu bei turi žinoti procedūros metodiką.
- Tai yra sterilus vienkartinis gaminyje.
- Patikrinkite, ar pakuotė nepažeista.
- Užteršti gaminiai gali sukelti paciento sužalojimą, ligą ar mirtį.
- Nenaudokite gaminių, jei jų pakuotė pažeista, atidaryta arba sudrėkusi.
- Pakartotinai naudojant vienkartinės priemonės, pacientui arba naudotojui gali kilti infekcijos pavojus.
- Valymas, dezinfekavimas ir sterilizavimas gali pakenkti esminėms medžiagų savybėms ir gaminio parametrų taip, kad dėl to gaminyje gali sugesti.
- Gaminyje šalinamas pagal ligoninės vidaus taisyklės arba galiojančius teisės aktus.
- Gaminį reikia laikyti sausoje, vėsioje, švarioje aplinkoje, apsaugotą nuo šviesos.
- Patikrinkite tinkamumo naudoti terminą.
- Nenaudokite gaminių pasibaigus jų tinkamumo naudoti terminui.

Numatytoji paskirtis

TLA Tubing Liposat® Pro / power naudojamas esant medicininėms indikacijoms, kurios gali būti susijusios su riebalinio audinio pokyčiais, ir estetinio kūno formavimo procedūroms. TLA Tubing Liposat® Pro / power naudojamas tumescentiniams vietinio anestetiko tirpalams, kitiems vandeniniams infuziniams tirpalams ir autologiniam poodiniam audiniui bei jo sudedamosioms dalims tiekti į organizmą. Etileno oksidu sterilizuotas vamzdelių rinkinys parduodamas kaip vienkartinis gaminytis ir gali būti naudojamas tik kartu su Liposat® power ir Liposat® Pro.

Naudojimas ir valdymas

Liposat® power

Siurblys yra kairinės eigos.

1. Atidarykite priekinį siurblio skydelį.
2. Pasukite siurblio vožtuvų bloką į tinkamą padėtį.
3. Išimkite sterilių vamzdelių rinkinį su neskaidriu siurblio segmentu iš pakuotės.
4. Pradūrimo kaištis yra dešinėje.
5. Įdėkite vamzdelių rinkinio įsiurbimo pusės adapterį į dešinįjį vamzdelių laikiklį.
6. Sukite rotorį į kairę.
7. Siurblio vamzdelio kreipikliai padeda įtraukti vamzdelį.
8. Įdėkite vamzdelių rinkinio įsiurbimo pusės adapterį į kairinįjį vamzdelių laikiklį.
9. Prijunkite kairinįjį vamzdelių rinkinio galą prie antrojo vamzdelių rinkinio ir infiltravimo priemonės.
10. Įkiškite vamzdelių rinkinio pradūrimo kaištį į infiltruojamos terpės maišelį.
11. Uždarykite priekinį siurblio skydelį.
Kairėje – Luero jungtis (infiltravimo priemonė)
Dešinėje – pradūrimo kaištis (infiltruojamai terpei)

Liposat® Pro




















Siurblys yra dešininės eigos.

1. Atidarykite priekinį siurblio skydelį.
2. Rotorius pats atsisuka į tinkamą padėtį.
3. Išimkite iš pakuotės sterilių vamzdelių rinkinį.
4. Pradūrimo kaištis yra kairėje.
5. Atsargiai įspauskite kairinįjį siurblio segmento galą į kairinįjį vamzdelio laikiklį, kad jis užsifikuotų.
6. Įdėkite vamzdelių rinkinį taip, kad jį optimaliai įtrauktų rotorius.
7. Laikykite nuspaudę mygtuką „Schlauchset einlegen“ (įdėti vamzdelių rinkinį).
8. Rotorius sukdamasis įtraukia vamzdelių rinkinį.
9. Kai vamzdelių rinkinys bus įtrauktas, atleiskite mygtuką.
7–9 alternatyva:
10. Ranka pasukite rotorį į dešinę.
11. Atsargiai įspauskite likusį siurblio segmentą į dešinįjį vamzdelio laikiklį, kad užsifikuotų.
12. Prijunkite dešinįjį vamzdelių rinkinio galą prie antrojo vamzdelių rinkinio ir infiltravimo priemonės.
13. Įkiškite vamzdelių rinkinio pradūrimo kaištį į infiltruojamos terpės maišelį.
14. Uždarykite priekinį siurblio skydelį.
Kairėje – pradūrimo kaištis (infiltruojamai terpei)
Dešinėje – Luero jungtis (infiltravimo priemonė)

lv Lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija ir daļa no produkta.

Lietoto drošības simbolu skaidrojums

	Ievērot lietošanas instrukciju		Nesterilizēt atkārtoti
	Ierīces numurs		Nelietot, ja ir bojāts iepakojums
	Partija		Iepakojuma vienība
	Medicīnas ierīce		Derīgs līdz GGGG-MM-DD
	Medicīnas ierīces unikālais identifikators		Temperatūras ierobežojums
	Sterilizēts ar etilēnoksīdu		Glabāt sausā vietā
	Vienkārša sterilā barjersistēma		Sargāt no saules stariem
	Vienkārša sterilā barjersistēma ar ārēju aizsargiekpakojumu		Ražošanas datums GGGG-MM-DD
	Nelietot atkārtoti		Ražotājs
	Uzmanību: Saskaņā ar ASV federālajiem tiesību aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta pasūtījuma.		

Papildu informāciju par lietotajiem simboliem skatiet mūsu tīmekļa vietnē:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Uzmanību

- Ierīci drīkst lietot tikai kombinācijā ar ierīcēm no Möller Medical estētikas sortimenta.
- Šī instrukcija ir derīga tikai kopā ar attiecīgi izmantotās ierīces lietošanas instrukcijām.
- Indikācijas, kontraindikācijas, mērķa grupa: Skat. attiecīgi izmantotās ierīces lietošanas instrukcijas.
- Par visiem incidentiem vai smagiem nevēlamiem incidentiem, kas rodas saistībā ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.
- Pašlaik nav zināmas ierīces krusteniskās reakcijas.
- Ārstējošais ārsts ir atbildīgs par pienācīgu lietošanu un izmeklējuma veikšanu ar šo ierīci.
- Šī lietošanas instrukcija ir tikai vispārīga instrukcija.
- Möller Medical GmbH neuzņemas atbildību par kaitējumu, ko rada ierīces nepareiza lietošana vai tas, ka ierīci ir lietojis nepilnvarots personāls.
- Tā kā ierīce tiek lietota tehniski sarežģītā procedūrā, ārstiem ir jāprot rīkoties un lietot ierīci, un citus instrumentus, kas nepieciešami procedūrai, un jāpārzina pati procedūra.
- Tā ir sterila vienreizlietojama ierīce.
- Pārbaudiet, vai nav bojāts iepakojums.
- Piesārņotas ierīces var izraisīt kaitējumu pacientam, viņa saslimšanu vai nāvi.
- Nelietojiet ierīces ar bojātu, atvērtu vai mitru iepakojumu.
- Vienreizlietojamu ierīču atkārtota lietošana rada iespējamu pacienta vai lietotāja inficēšanās risku.
- Tīrīšana, dezinfekcija un sterilizēšana var ietekmēt materiālu būtiskas īpašības un ierīces parametrus, kā rezultātā rodas ierīces atteice.
- Likvidāciju veic saskaņā ar slimnīcas nolikumu vai piemērojamiem tiesību aktiem.
- Ierīci jāglabā sausā, vēsā, tīrā un no gaismas pasargātā vietā.
- Pārbaudiet derīguma termiņu.
- Nelietojiet ierīces ar pārsniegtu derīguma termiņu.

Paredzētais mērķis

TLA Tubing Liposat® Pro/power lieto gan medicīniskām indikācijām, tostarp saistībā ar taukaudu izmaiņšanu, gan estētiskās ķermeņa formēšanas jomā. TLA Tubing Liposat® Pro/power izmanto tumescentās vietējās anestēzijas šķīdumu, citu infūzijas šķīdumu, kā arī paša ķermeņa zemādas audu un to sastāvdaļu ievadīšanai ķermenī. Cauruļu komplekts tiek tirgots sterilizēts ar etilēnoksidu kā vienreizlietojama ierīce, kuru drīkst lietot tikai kopā ar Liposat® power un Liposat® Pro.

Lietošana un vadība

Liposat® power

Sūknim ir kreisais griešanās virziens.

1. Atveriet sūkņa priekšējo stiklu.
2. Pagrieziet sūkņa galvu piemērotā pozīcijā.
3. Sterilo šļūteņu komplektu ar necaurspīdīgo sūkņa segmentu izņemiet no iepakojuma.
4. Uzgalis atrodas labajā pusē.
5. Cauruļu komplekta sūkšanas puses adapteri ielieciet labajā caurules turētājā.
6. Pagrieziet rotoru pa kreisi.
7. Sūkņa caurules vadīklas palīdz ievērt cauruli.
8. Cauruļu komplekta sūkšanas puses adapteri ielieciet kreisajā cauruļu turētājā.
9. Cauruļu komplekta kreiso galu savienojiet ar otru cauruļu komplektu un infiltrācijas iespēju.
10. Cauruļu komplekta uzgali iespraudiet infiltrācijas vielas maisā.
11. Aizveriet sūkņa priekšējo stiklu.
Kreisais Luer (infiltrācijas iespēja)
Labais Spike (infiltrācijas viela)

Liposat® Pro



















Sūknim ir labais griešanās virziens.

1. Atveriet sūkņa priekšējo stiklu.
2. Rotors pats pagriežas piemērotā pozīcijā.
3. Sterilo šļūteņu komplektu izņemiet no iepakojuma.
4. Uzgalis atrodas kreisajā pusē.
5. Sūkņa segmenta kreiso galu uzmanīgi iespiediet šļūtenes turētājā, līdz tas nofiksējas.
6. Ievirziet šļūteņu komplektu tā, lai rotors to varētu optimāli satvert.
7. Turiet nospiešu pogu "Ielikt šļūteņu komplektu".
8. Rotors griežas un ievēl šļūteņu komplektu.
9. Atlaidiet pogu, kad šļūteņu komplekts ir ievilkts.
Alternatīva 7.-9. punktam:
10. Ar roku grieziet rotoru pa labi.
11. Atlikušo sūkņa segmentu uzmanīgi iespiediet labajā caurules turētājā, līdz tas nofiksējas.
12. Cauruļu komplekta labo galu savienojiet ar otru cauruļu komplektu un infiltrācijas iespēju.
13. Cauruļu komplekta uzgali iespraudiet infiltrācijas vielas maisā.
14. Aizveriet sūkņa priekšējo stiklu.
Pa kreisi uzgalis (infiltrācijas viela)
Pa labi Luer (infiltrācijas iespēja)

nl Handleiding

De handleiding maakt deel uit van het product.

Toelichting bij de gebruikte veiligheidssymbolen

	De gebruikershandleiding in acht nemen		Niet opnieuw steriliseren
	Artikelnummer		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
	Batch		Verpakkingseenheid
	Medisch hulpmiddel		Te gebruiken tot JJJJ-MM-DD
	Unieke identificatiecode van een medisch hulpmiddel		Temperatuurbegrenzing
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide		Droog bewaren
	Enkel steriel barrièresysteem		Beschermen tegen zonlicht
	Enkel steriel barrièresysteem met beschermende buitenverpakking		Productiedatum JJJJ-MM-DD
	Niet opnieuw gebruiken		Fabrikant

Rx ONLY

Let op: Volgens de US-Amerikaanse federale wetgeving mag dit apparaat alleen worden verkocht aan of besteld door een arts.

Meer informatie over de gebruikte symbolen vindt u op onze homepage:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Let op

- Het product mag alleen worden gebruikt in combinatie met producten uit het esthetische portfolio van Möller Medical.
- Deze handleiding is alleen geldig samen met de gebruikershandleidingen van de respectievelijke gebruikte apparaten.
- Indicaties, contra-indicaties, doelgroep: Zie de gebruikershandleidingen van de respectievelijke gebruikte apparaten.
- Alle incidenten of ernstige ongewenste voorvallen die optreden in verband met het hulpmiddel, moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.
- Kruisreacties van het product zijn op dit moment niet bekend.
- De behandelend arts is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste uitvoering van het onderzoek met dit product.
- Deze gebruikershandleiding is slechts een algemene instructie.
- Möller Medical GmbH wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit ondeskundig gebruik van de producten of uit het gebruik van de producten door onbevoegd personeel.
- Aangezien het product in technisch complexe procedures gebruikt wordt, moeten artsen vertrouwd zijn met de hantering en het gebruik van het product, de andere instrumenten die nodig zijn voor de procedure en de procedure zelf.
- Dit is een steriel product voor eenmalig gebruik.
- Controleer of de verpakking intact is.
- Verontreinigde artikelen kunnen schade, ziekte of de dood van de patiënt veroorzaken.
- Gebruik geen producten met een beschadigde, geopende of vochtige verpakking.
- Hergebruik van artikelen voor eenmalig gebruik brengt het potentiële risico van infectie mee voor de patiënt of gebruiker.



- Reiniging, desinfectie en sterilisatie kunnen kritieke materiaaleigenschappen en productparameters zodanig beïnvloeden dat het artikel niet meer functioneert.
- Voer het product af in overeenstemming met de voorschriften van het ziekenhuis of de toepasselijke wetgeving.
- Het product moet droog, koel, schoon en beschermd tegen licht worden bewaard.
- Controleer de houdbaarheidsdatum.
- Gebruik geen producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Beoogd doel

De TLA Tubing Liposat® Pro/power wordt zowel gebruikt voor medische indicaties, waarbij het onder andere gaat om een verandering van vetweefsel, als op het gebied van esthetische lichaamsvorming.

De TLA Tubing Liposat® Pro/power wordt gebruikt om tumescente lokale anesthesie-oplossingen, andere waterige infuusoplossingen en lichaamseigen, onderhuids weefsel en de bestanddelen ervan in het lichaam te brengen.

De slangenset wordt op de markt gebracht als een met ethyleenoxide gesteriliseerd product voor eenmalig gebruik en mag alleen worden gebruikt in combinatie met de Liposat® power en de Liposat® Pro.

Gebruik en bediening

Liposat® power

De pomp draait linksom.

1. Open het voorpaneel van de pomp.
2. Draai de pompkop in een geschikte positie.
3. Haal de steriele slangenset met troebel pompsegment uit de verpakking.
4. De punt zit aan de rechterkant.
5. Plaats de adapter van de aanzuigzijde van de slangenset in de rechter slanghouder.
6. Draai de rotor naar links.
7. De pomp slanggeleiders helpen om de slang in te brengen.
8. Plaats de adapter van de aanzuigzijde van de slangenset in de linker slanghouder.
9. Sluit het linker uiteinde van de slangenset aan op de tweede slangenset en een infiltratiemogelijkheid.
10. Steek de punt van de slangenset in de zak met het infiltratiemedium.
11. Sluit het voorpaneel van de pomp.
Links Luer (infiltratiemogelijkheid)
Rechts punt (infiltratiemedium)

Liposat® Pro




De pomp draait rechtsom.

1. Open het voorpaneel van de pomp.
2. De rotor draait zelfstandig in een geschikte positie.
3. Haal de steriele slangenset uit de verpakking.
4. De punt zit aan de linkerkant.
5. Druk het linker uiteinde van het pompsegment voorzichtig in de linker slanghouder totdat deze vastklikt.
6. Breng de slangenset zodanig in dat deze optimaal door de rotor kan worden opgepakt.
7. Houd de knop 'Slangenset plaatsen' ingedrukt.
8. De rotor draait en brengt de slangenset in.
9. Laat de knop los wanneer de slangenset is ingebracht.
Alternatief voor 7-9:
10. Draai de rotor met de hand naar rechts.
11. Druk het resterende pompsegment voorzichtig in de rechter slanghouder totdat deze vastklikt.
12. Sluit het rechter uiteinde van de slangenset aan op de tweede slangenset en een infiltratiemogelijkheid.
13. Steek de punt van de slangenset in de zak met het infiltratiemedium.
14. Sluit het voorpaneel van de pomp.
Links punt (infiltratiemedium)
Rechts Luer (infiltratiemogelijkheid)

no Bruksanvisning

Bruksanvisningen er en del av produktet.

Forklaring til brukte sikkerhetssymboler

	Overhold bruksanvisningen		Skal ikke steriliseres på nytt
	Artikkelnummer		Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Parti		Emballasjeenhet
	Medisinsk utstyr		Kan brukes inntil ÅÅÅÅ-MM-DD
	Unik utstyrsidentifikator for medisinsk utstyr		Temperaturbegrensning
	Sterilisert med etylenoksid		Oppbevares tørt
	Enkelt sterilbarrieresystem		Beskytt mot sollys
	Enkelt sterilbarrieresystem med utvendig beskyttelsesemballasje		Produksjonsdato ÅÅÅÅ-MM-DD
	Må ikke gjenbrukes		Produsent

R_X ONLY

OBS! I henhold til US-amerikansk føderal lov kan dette produktet bare selges til en lege eller etter bestilling fra en lege.

Ytterligere informasjon om symbolene som brukes finnes på vår hjemmeside:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Obs

- Produktet skal kun brukes i kombinasjon med estetikkproduktene fra Möller Medical.
- Denne veiledningen er kun gyldig sammen med bruksanvisningene til produktet som til enhver tid brukes.
- Indikasjoner, kontraindikasjoner, målgruppe: Se bruksanvisningen til produktet som til enhver tid brukes.
- Alle alvorlige eller uønskede hendelser som oppstår i forbindelse med produktet, skal meldes til produsenten og den ansvarlige myndigheten i medlemslandet hvor brukeren og/eller pasienten befinner seg.
- Produktkryssreaksjoner er for øyeblikket ikke kjent.
- Behandlende lege er ansvarlig for riktig bruk og gjennomføring av undersøkelsen med dette produktet.
- Denne bruksanvisningen er bare en generell veiledning.
- Möller Medical GmbH fraskriver seg alt ansvar for skader som oppstår fordi produktene er brukt feilaktig eller som oppstår fordi uautorisert helsepersonell har brukt produktene.
- Fordi produktet brukes i teknisk komplekse prosesser, bør leger være fortrolige med håndteringen og bruken av produktet, de andre instrumentene som er nødvendige for prosedyren, og prosessen.
- Det dreier seg om et sterilt engangsprodukt.
- Kontroller at emballasjen er uskadd.
- Kontaminerte artikler kan føre til skader, sykdommer eller død for pasienten.
- Produkter med skadet, åpnet eller fuktig emballasje skal ikke brukes.
- Gjenbruk av engangsartikler medfører mulige farer for infeksjoner for pasient eller bruker.
- Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering kan påvirke vesentlige materialegenskaper og produktparametere i den grad at dette fører til at artikkelen svikter.
- Avfallshåndteringen skjer i henhold til sykehusforskriften eller gjeldende lover.
- Produktet må oppbevares i tørre, kjølige, rene omgivelser og beskyttet mot sollys.
- Kontroller utløpsdatoen.
- Produkter med overskredet utløpsdato skal ikke brukes.

Tiltenkt formål

TLA Tubing Liposat® Pro/power brukes for både medisinske indikasjoner, som blant annet opptre i forbindelse med endring i fettvevet, og på området estetisk kroppsforming. TLA Tubing Liposat® Pro/power brukes til å transportere tumescent lokalanestesiløsninger, andre vannholdige infusjonsløsninger, samt kroppseget, subkutant vev og bestanddeler i kroppen. Slangesettet steriliseres med etylenoksid, markedsføres som engangsartikkel og skal kun brukes i forbindelse med Liposat® power og Liposat® Pro.

Bruk og betjening

Liposat® power

Pumpen dreier mot venstre.

1. Åpne pumpens frontrute.
2. Drei pumpehodet til en egnet posisjon.
3. Ta det sterile slangesettet med ugjennomsiktig pumpesegment ut av emballasjen.
4. Spiken befinner seg på høyre side.
5. Legg adapteren på sugesiden av slangesettet, i høyre slangeholder.
6. Drei rotoren mot venstre.
7. Pumpslangeføringene hjelper til med å føre inn slangen.
8. Legg adapteren på sugesiden av slangesettet, i venstre slangeholder.
9. Koble venstre ende av slangesettet til det andre slangesettet og en infiltrasjonsmulighet.
10. Før spiken til slangesettets inn i posen med infiltrasjonsmedium.
11. Lukk pumpens frontvindu.
venstre luer (infiltrasjonsmulighet)
høyre spike (infiltrasjonsmedium)

Liposat® Pro



















Pumpen dreier mot høyre.

1. Åpne pumpens frontrute.
2. Rotoren dreier automatisk til en egnet posisjon.
3. Ta det sterile slangesettet ut av emballasjen.
4. Spiken befinner seg på venstre side.
5. Trykk venstre enden av pumpesegmentet forsiktig inn i den venstre slangeholderen til den klikker på plass.
6. Før inn slangesettet slik at det kan fanges optimalt opp av rotoren.
7. Hold knappen «Sette inn slangesett» trykket.
8. Rotoren dreier og fører inn slangesettet.
9. Slipp knappen når slangesettet er ført inn.
Alternativ til 7-9:
10. Drei rotoren mot høyre for hånd.
11. Trykk resten av pumpesegmentet forsiktig inn i høyre slangeholder til det klikker på plass.
12. Koble høyre ende av slangesettet til det andre slangesettet og en infiltrasjonsmulighet.
13. Før spiken til slangesettets inn i posen med infiltrasjonsmedium.
14. Lukk pumpens frontvindu.
Venstre spike (infiltrasjonsmedium)
Høyre luer (infiltrasjonsmulighet)

pl Instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi stanowi część składową produktu.

Objaśnienie stosowanych znaków bezpieczeństwa

	Przestrzegać instrukcji używania		Nie sterylizować ponownie
	Numer artykułu		Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania
	Ładowanie		Jednostka opakowania
	Wyrób medyczny		Termin ważności do RRRR-MM-DD
	Unikalny identyfikator wyrobu medycznego		Ograniczenie temperatury
	Sterylizowane tlenkiem etylenu		Przechowywać w suchym miejscu
	System pojedynczej bariery jałowej		Chronić przed światłem słonecznym
	System pojedynczej bariery jałowej z zewnętrznym opakowaniem ochronnym		Data produkcji RRRR-MM-DD
	Nie stosować ponownie		Producent

R_X ONLY

Uwaga: zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych urządzenie to może być sprzedawane tylko lekarzowi lub na zamówienie lekarza.

Więcej informacji na temat zastosowanych symboli można znaleźć na naszej stronie internetowej:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Uwaga

- Wyrób może być stosowany wyłącznie razem z wyrobami z oferty firmy Möller Medical do zabiegów estetycznych.
- Niniejsza instrukcja obowiązuje wyłącznie w połączeniu z instrukcjami używania odpowiednich urządzeń.
- Wskazania, przeciwwskazania, grupa docelowa: Patrz instrukcje używania stosowanych urządzeń.
- Wszystkie incydenty lub poważne zdarzenia niepożądane, które miały miejsce w związku z produktem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma swoją siedzibę / miejsce zamieszkania.
- Reakcje krzyżowe wyrobów nie są na chwilę obecną znane.
- Lekarz prowadzący jest odpowiedzialny za prawidłowe użycie i wykonanie badania z użyciem tego wyrobu.
- Niniejsza instrukcja używania ma jedynie charakter ogólny.
- Firma Möller Medical GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania wyrobów lub stosowania wyrobów przez nieupoważniony personel.
- Ponieważ wyrób jest stosowany w procedurach skomplikowanych pod względem technicznym, lekarze powinni być zaznajomieni z obsługą i stosowaniem wyrobu, innymi narzędziami wymaganymi do przeprowadzenia procedury oraz samą procedurą.
- Wyrób jest sterylny i jednorazowego użytku.
- Należy sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone.
- Skażone wyroby mogą spowodować uraz, chorobę lub śmierć pacjenta.
- Nie używać wyrobów w uszkodzonych, otwartych lub wilgotnych opakowaniach.
- Ponowne użycie wyrobów jednorazowego użytku wiąże się z potencjalnym ryzykiem infekcji dla pacjenta lub operatora.
- Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja mogą pogorszyć decydujące właściwości materiału i parametry wyrobu na tyle, że powoduje to jego wadliwe działanie.
- Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z procedurą szpitala lub obowiązującymi przepisami prawa.

- Wyrób należy przechowywać w miejscu suchym, chłodnym, czystym i zabezpieczonym przed światłem.
- Należy sprawdzić datę przydatności do użycia.
- Nie należy używać wyrobów, których data przydatności do użycia upłynęła.

Cel użytkowania

TLA Tubing Liposat® Pro/power jest stosowany zarówno do wskazań medycznych związanych ze zmianą tkanki tłuszczowej, jak i w obszarze zabiegów estetycznych modelowania sylwetki. TLA Tubing Liposat® Pro/power służy do podawania do organizmu roztworów do znieczulenia miejscowego metodą tumescencji, innych wodnych roztworów infuzyjnych oraz autologicznej tkanki podskórnej i jej składników. Zestaw rurek jest oferowany jako wyrób jednorazowego użytku sterylizowany tlenkiem etylenu i może być stosowany wyłącznie razem z Liposat® power i Liposat® Pro.

Zastosowanie i obsługa

Liposat® power

Pompa obraca się w lewo.

1. Otworzyć przednią szybę pompy.
2. Obrócić głowicę pompy do odpowiedniej pozycji.
3. Wyjąć z opakowania sterylny zestaw rurek z nieprzezroczystym segmentem pompy.
4. Kolec znajduje się po prawej stronie.
5. Umieścić adapter strony ssawnej zestawu rurek w prawym mocowaniu rurki.
6. Wirnik obrócić w lewo.
7. Prowadnice rurki pompy ułatwiają przewlekanie rurki.
8. Umieścić adapter strony ssawnej zestawu rurek w lewym mocowaniu rurki.
9. Połączyć lewy koniec zestawu rurek z drugim zestawem rurek i opcją infiltracji.
10. Wbić kolec zestawu rurek w torebkę ze środkiem do infiltracji.
11. Zamknąć przednią szybę pompy.
Lewa strona – złącze Luer (opcja infiltracji)
Prawa strona – kolec (środek do infiltracji)

Liposat® Pro

















Pompa obraca się w prawo.

1. Otworzyć przednią szybę pompy.
2. Wirnik obraca się samoczynnie do odpowiedniej pozycji.
3. Wyjąć sterylny zestaw rurek z opakowania.
4. Kolec znajduje się po lewej stronie.
5. Ostrożnie wcisnąć lewy koniec segmentu pompy do lewego mocowania rurki, aż się zatrzaśnie.
6. Wprowadzić zestaw rurek w taki sposób, aby możliwe było jego optymalne uchwycenie przez wirnik.
7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Załóż zestaw rurek”.
8. Wirnik obraca się i wprowadza zestaw rurek.
9. Zwolnić przycisk, gdy zestaw rurek jest już wprowadzony.
Alternatywnie do 7–9:
10. Obracać wirnik ręcznie w prawo.
11. Ostrożnie wcisnąć pozostały segment pompy do prawego mocowania rurki, aż się zatrzaśnie.
12. Połączyć prawy koniec zestawu rurek z drugim zestawem rurek i opcją infiltracji.
13. Wbić kolec zestawu rurek w torebkę ze środkiem do infiltracji.
14. Zamknąć przednią szybę pompy.
Strona lewa – kolec (środek do infiltracji)
Strona prawa – złącze Luer (opcja infiltracji)

pt-BR Instruções de uso

O manual do usuário faz parte do produto. / As instruções de uso são parte do produto.

Explicação dos símbolos de segurança utilizados

	Observar as instruções de uso		Não esterilizar de novo
	Número do item		Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Lote		Unidade de embalagem
	Produto médico		Utilizável até DD/MM/AAAA
	Identificador único de um produto médico		Limites de temperatura
	Esterilizado com óxido de etileno		Guardar em local seco
	Sistema de barreira estéril simples		Proteger contra a luz solar
	Sistema de barreira estéril simples com embalagem de proteção externa		Data de fabricação AAAA-MM-DD
	Não reutilizar		Fabricante

R ONLY

Atenção: De acordo com a legislação federal norte-americana, esse aparelho somente deve ser vendido para um médico ou pedido por um médico.

Você pode encontrar mais informações sobre os símbolos usados em nosso site:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Atenção

- O produto só pode ser usado em combinação com produtos do portfólio de estética da Möller Medical.
- Essas instruções são válidas somente em conjunto com as instruções de uso dos respectivos dispositivos utilizados.
- Indicações, contraindicações, grupo-alvo: Consulte as instruções de uso dos respectivos dispositivos utilizados.
- Todas as ocorrências ou eventos adversos graves ocorridos em relação ao dispositivo devem ser relatados ao fabricante e à autoridade competente do estado-membro em que o usuário e/ou o paciente estiver estabelecido.
- As reações cruzadas do produto não são conhecidas atualmente.
- O médico que trata é responsável pelo uso adequado e pela realização do exame com este produto.
- Estas instruções de uso são apenas instruções gerais.
- A Möller Medical GmbH se isenta de qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso inadequado dos produtos ou do uso dos produtos por pessoal não autorizado.
- Como o produto é utilizado em processos técnicos complexos, os médicos devem estar familiarizados com o manuseio e a aplicação do produto e demais instrumentos necessários para o procedimento e também com o processo.
- É um produto estéril e descartável.
- Verifique a integridade da embalagem.
- Artigos contaminados podem levar a danos, doença ou óbito do paciente.
- Não use produtos com embalagens danificadas, abertas ou úmidas.
- A reutilização de artigo descartável implica no risco potencial de uma infecção para o paciente ou usuário.
- A limpeza, desinfecção e esterilização podem prejudicar de tal modo as propriedades do material e os parâmetros do produto, que podem causar a falha em seu funcionamento.
- O descarte do produto deve ser feito de acordo com as normas do hospital ou as leis vigentes.

- O produto deve ser armazenado em local seco, fresco, limpo e protegido da luz.
- Verifique a data de validade.
- Não use produtos com data de validade vencida.

Finalidade

O Conjunto de mangueira para a bomba de tumescência Liposat® é aplicado em indicações médicas que tratam, entre outros, de alterações do tecido adiposo, como também na área da modelagem estética do corpo. O Conjunto de mangueira para a bomba de tumescência Liposat® é usado para inserir no corpo soluções de tumescência de anestesia local, outras soluções aquosas bem como tecidos subcutâneos do próprio corpo e seus componentes. O conjunto de tubos é esterilizado com óxido de etileno, comercializado como produto descartável e somente pode ser usado em conjunto com Liposat® power e Liposat® Pro.

Uso e operação

Liposat® power

A bomba gira no sentido anti-horário.

1. Abra a tampa frontal da bomba.
2. Gire o cabeçote da bomba para uma posição adequada.
3. Remova da embalagem o conjunto de tubos estéreis com o segmento de bomba turvo.
4. O spike está do lado direito.
5. Coloque o adaptador do lado de sucção do conjunto de tubos no suporte de tubo direito.
6. Gire o rotor para a esquerda.
7. As guias do tubo da bomba ajudam a inserir o tubo.
8. Coloque o adaptador do lado de sucção do conjunto de tubos no suporte de tubo esquerdo.
9. Conecte a extremidade esquerda do conjunto de tubos ao segundo conjunto de tubos e a uma instalação de infiltração.
10. Insira o spike do conjunto de tubos na bolsa contendo o meio de infiltração.
11. Feche a tampa frontal da bomba.
luer esquerdo (instalação de infiltração)
spike direito (meio de infiltração)

Liposat® Pro



















A bomba gira no sentido horário.

1. Abra a tampa frontal da bomba.
2. O rotor gira independentemente em uma posição adequada.
3. Remova o conjunto de tubos estéreis da embalagem.
4. O spike está do lado esquerdo.
5. Empurre cuidadosamente a extremidade esquerda do segmento de bombeamento para dentro do suporte de tubos esquerdo até que se encaixe.
6. Insira o conjunto de tubos de forma que possa ter uma aderência ideal ao rotor.
7. Pressione e segure o botão "Inserir conjunto de tubos".
8. O rotor gira e insere o conjunto de tubos.
9. Solte o botão quando o conjunto de tubos estiver inserido.
Alternativa para 7-9:
10. Gire o rotor para a direita com a mão.
11. Empurre cuidadosamente o segmento restante da bomba para dentro do suporte de tubos direito até que se encaixe na posição.
12. Conecte a extremidade direita do conjunto de tubos ao segundo conjunto de tubos e a uma instalação de infiltração.
13. Insira o spike do conjunto de tubos na bolsa contendo o meio de infiltração.
14. Feche a tampa frontal da bomba.
Spike esquerdo (meio de infiltração)
Luer direito (instalação de infiltração)

ro Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiunile de utilizare fac parte din produs.

Semnificația simbolurilor de siguranță utilizate

	Respectați instrucțiunile de utilizare		A nu se resteriliza
	Numărul articolului		A nu se folosi dacă ambalajul este deteriorat
	Lot		Unitate de ambalare
	Dispozitiv medical		Valabil până la AAAA-LL-ZZ
	Identificatorul unic al unui dispozitiv medical		Interval de temperatură
	Sterilizat cu oxid de etilenă		A se păstra într-un loc uscat
	Sistem cu barieră sterilă simplă		A se feri de razele solare
	Sistem simplu de sterilizare cu ambalaj exterior de protecție		Data de fabricație AAAA-LL-ZZ
	A nu se reutiliza		Producător

R ONLY

Atenție: Conform legii în vigoare în SUA, acest dispozitiv poate fi vândut numai unui medic sau la comanda unui medic.

Puteți găsi informații suplimentare privind simbolurile utilizate pe pagina noastră de pornire:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Atenție

- Produsul poate fi utilizat numai în combinație cu celelalte produse din portofoliul de estetică al Möller Medical.
- Aceste instrucțiuni sunt valabile numai împreună cu instrucțiunile de utilizare ale dispozitivelor utilizate.
- Indicații, contraindicații, grup țintă: consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivelor folosite.
- Orice manifestare sau incident nedorit grav survenit în legătură cu produsul trebuie să fie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își au reședința utilizatorul și/sau pacientul.
- În prezent nu se cunosc reacții încrucișate cauzate de produs.
- Medicul curant este responsabil pentru utilizarea și executarea corecte a examinării cu acest produs.
- Aceste instrucțiuni de utilizare constituie doar o orientare generală.
- Möller Medical GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a produselor sau de utilizarea produselor de către personal neautorizat.
- Deoarece produsul este utilizat în proceduri tehnice complexe, medicii trebuie să fie familiarizați cu manipularea și folosirea produsului, a celorlalte instrumente necesare pentru procedură și cu procedura însăși.
- Acesta este un produs steril de unică folosință.
- Verificați integritatea produsului.
- Produsele contaminate pot duce la afectarea, îmbolnăvirea sau decesul pacientului.
- Nu folosiți produsele care au ambalajul deteriorat, deschis sau umed.
- Reutilizarea articolelor de unică folosință implică riscul potențial de infectare a pacientului sau operatorului.
- Curățarea, dezinfectarea și sterilizarea pot afecta proprietățile decisive ale materialului și parametrii produsului în așa măsură, încât acest lucru duce la defectarea articolelor.
- Eliminarea produsului ca deșeu se face conform regulamentului spitalului sau legilor în vigoare.
- Produsul trebuie păstrat într-un loc uscat, răcoros, curat și protejat de lumină.
- Verificați data expirării.
- Nu folosiți produse cu data de valabilitate expirată.

Destinație

TLA Tubing Liposat® Pro/power este folosit atât pentru indicații medicale asociate, printre altele, cu modificarea țesutului adipos, cât și în domeniul modelării estetice a corpului. TLA Tubing Liposat® Pro/power se folosește pentru a transporta soluțiile anestezice locale tumescente, alte soluții apoase de perfuzie, precum și țesutul subcutanat al organismului și componentele acestuia prin corp. Setul de tuburi este sterilizat cu oxid de etilenă, este lansat pe piață ca produs de unică folosință și poate fi utilizat numai împreună cu Liposat® power și Liposat® Pro.

Utilizare și operare

Liposat® power

Pompa se rotește către stânga.

1. Deschideți geamul frontal al pompei.
2. Rotiți capul pompei într-o poziție adecvată.
3. Scoateți setul de tuburi steril împreună cu segmentul opac de pompă din ambalaj.
4. Spike se află în partea din dreapta.
5. Plasați adaptorul pe partea de aspirație a setului de tuburi în suportul pentru tuburi din dreapta.
6. Rotiți rotorul către stânga.
7. Ghidajele pentru tubul pompei ajută la înșurubarea furtunului.
8. Plasați adaptorul pe partea de aspirație a setului de tuburi în suportul pentru tuburi din stânga.
9. Conectați capătul din stânga al setului de tuburi la al doilea set de tuburi și la o cale de infiltrare.
10. Introduceți Spike al setului de tuburi în punga cu mediul de infiltrat.
11. Închideți geamul frontal al pompei.
 - Luer stânga (cale de infiltrare)
 - Spike dreapta (mediu de infiltrare)

Liposat® Pro



















Pompa se rotește către dreapta.

1. Deschideți geamul frontal al pompei.
2. Rotorul se rotește independent în poziția adecvată.
3. Scoateți setul de tuburi steril din ambalaj.
4. Spike se află în partea din stânga.
5. Împingeți ușor capătul stâng al segmentului pompei în suportul tubului din stânga până când se fixează cu un clic.
6. Introduceți setul de tuburi astfel încât să poată fi preluat în mod optim de rotor.
7. Mențineți apăsat butonul „Introducere set de tuburi”.
8. Rotorul se rotește și antrenează setul de tuburi.
9. Eliberați butonul după ce setul de tuburi este introdus.
 - Alternativă la 7-9:
10. Rotiți rotorul cu mâna spre dreapta.
11. Împingeți ușor segmentul de pompă rămas în suportul tubului din dreapta până când se fixează.
12. Conectați capătul din dreapta al setului de tuburi la al doilea set de tuburi și la o cale de infiltrare.
13. Introduceți Spike al setului de tuburi în punga cu mediul de infiltrat.
14. Închideți geamul frontal al pompei.
 - Stânga Spike (mediu de infiltrat)
 - Luer dreapta (cale de infiltrare)

sk Návod na použitie

Bruksanvisningen är en del av produkten.

Vysvetlenie použitých bezpečnostných symbolov

	Dodržiavajte návod na použitie		Nesterilizujte znova.
	Katalógové číslo		Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
	Šarža		Obalová jednotka
	Zdravotnícka pomôcka		Môže sa použiť do RRRR-MM-DD
	Jednoznačný identifikátor zdravotníckej pomôcky		Obmedzenie teploty
	Sterilizované etylénoxidom		Skladujte na suchom mieste
	Systém jednoduchkej sterilnej bariéry		Chrániť pred slnkom
	Systém jednoduchkej sterilnej bariéry s ochranným obalom zvonku		Dátum výroby RRRR-MM-DD
	Nepoužívajte opakovane.		Výrobca

Rx ONLY

Pozor: Podľa federálneho práva Spojených štátov amerických sa tento prístroj smie predávať len lekárovi alebo na objednávku lekára.

Ďalšie informácie o použitých symboloch nájdete na našej webovej stránke:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Pozor

- Výrobok je možné používať iba v kombinácii s výrobkami z portfólia výrobkov pre estetickú medicínu firmy Möller Medical.
- Tento návod je platný len spolu s návodom na použitie použitých zariadení.
- Indikácie, kontraindikácie, cieľové skupiny: Pozri návody na použitie použitých zariadení.
- Všetky nehody alebo závažné nežiaduce udalosti, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s pomôckou, sa musia nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu podľa sídla používateľa a/alebo bydliska pacienta.
- Interakcie medzi výrobkami nie sú v súčasnosti známe.
- Ošetrojúci lekár zodpovedá za správne použitie a vykonanie vyšetrenia s týmto výrobkom.
- Tento návod na použitie predstavuje len všeobecný návod.
- Spoločnosť Möller Medical GmbH odmieta zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobkov alebo použitím výrobkov neautorizovaným personálom.
- Výrobok sa používa pri výkonoch náročných na techniku, lekári musia byť oboznámení s tým, ako zaobchádzať s výrobkom a s inými nástrojmi potrebnými pri tomto výkone a ako ich používať i so samotným výkonom.
- Ide o sterilný jednorazový výrobok.
- Skontrolujte, či je obal neporušený.
- Kontaminované výrobky môžu spôsobiť poškodenie, ochorenie alebo smrť pacienta.
- Výrobky s poškodeným, otvoreným alebo vlhkým obalom nepoužívajte.
- Opätovné použitie pomôcok určených na jedno použitie prináša potenciálne riziko infekcie pre pacienta alebo operátora.
- Rozhodujúce vlastnosti materiálu a parametre výrobku by čistenie, dezinfekcia a sterilizácia mohli zhoršiť tak, že by to spôsobilo zlyhanie daného výrobku.
- Likvidácia sa vykonáva v súlade s nemocničnými predpismi alebo platnými zákonmi.

- Výrobok sa musí skladovať na suchom, chladnom a čistom mieste chránenom pred svetlom.
- Skontrolujte dátum použiteľnosti.
- Nepoužívajte výrobky, ktorých dátum použiteľnosti uplynul.

Určený účel

TLA Tubing Liposat® Pro/power sa používa tak na lekárske indikácie, ktoré okrem iného zahŕňajú zmenu tukového tkaniva, ako aj v oblasti estetického tvarovania tela.

TLA Tubing Liposat® Pro/power sa používa na podávanie tumescentných roztokov lokálneho anestetika, iných vodných infúzných roztokov, ako aj autológneho podkožného tkaniva a jeho zložiek do tela.

Hadičková súprava je sterilizovaná etylénoxidom a predáva sa ako jednorazový výrobok a smie sa používať len v spojení s Liposat®power a Liposat®Pro.

Použitie a ovládanie

Liposat® power

Čerpadlo sa otáča doľava.

1. Otvorte predný kryt čerpadla
2. Otočte hlavu čerpadla do vhodnej polohy.
3. Vyberte sterilnú hadičkovú súpravu so zakaleným čerpadlovým segmentom z obalu.
4. Hrot sa nachádza na pravej strane.
5. Adaptér nasávacej strany hadičkovej súpravy položte do pravého držiaka hadičky.
6. Rotor otočte doprava.
7. Hadičkové vedenia čerpadla pomáhajú vťahnuť hadičku.
8. Adaptér nasávacej strany hadičkovej súpravy položte do ľavého držiaka hadičky.
9. Ľavý koniec hadičkovej súpravy spojte s druhou hadičkovou súpravou a možnosťou infiltrácie.
10. Vložte hrot hadičkovej súpravy do vrečka s infiltračným médiom.
11. Zatvorte predný kryt čerpadla.
Vľavo Luer (možnosť infiltrácie)
Vpravo Spike (infiltračné médium)

Liposat® Pro




















Čerpadlo sa otáča doprava.

1. Otvorte predný kryt čerpadla
2. Rotor sa otočí autonómne do vhodnej polohy.
3. Vyberte sterilnú hadičkovú súpravu z obalu.
4. Hrot sa nachádza na ľavej strane.
5. Opatrne zatlačte ľavý koniec čerpadlového segmentu do ľavého držiaka hadičky tak, aby zaskočil na miesto.
6. Vložte hadičkovú súpravu tak, aby ju rotor optimálne zachytil.
7. Stlačte a podržte tlačidlo „Vložiť hadičkovú súpravu“.
8. Rotor sa otočí a vtiahne hadičkovú súpravu.
9. Keď je hadičková súprava vťahnutá, pustite tlačidlo.
Alternatíva k 7 – 9:
10. Otočte rotor rukou doprava.
11. Opatrne zatlačte zostávajúci čerpadlový segment do pravého držiaka hadičky tak, aby zaskočil na miesto.
12. Pravý koniec hadičkovej súpravy spojte s druhou hadičkovou súpravou a možnosťou infiltrácie.
13. Vložte hrot hadičkovej súpravy do vrečka s infiltračným médiom.
14. Zatvorte predný kryt čerpadla.
Vľavo hrot (infiltračné médium)
Vpravo Luer (možnosť infiltrácie)

sl Navodila za uporabo

Návod na použitie je súčasťou výrobku.

Razlaga uporabljenih varnostnih simbolov

	Upoštevati navodila za uporabo		Prepovedana ponovna sterilizacija
	Številka izdelka		Ne uporabljati, če je embalaža poškodovana
	Serija		Enota pakiranja
	Medicinski pripomoček		Uporabno do LLLL-MM-DD
	Edinstveni identifikator medicinskega pripomočka		Temperaturna omejitev
	Sterilizirano z etilen oksidom		Hraniti na suhem mestu
	Sistem enojne sterilne pregrade		Zaščititi pred sončno svetlobo
	Sistem enojne sterilne pregrade z zunanjo zaščitno embalažo		Datum izdelave LLLL-MM-DD
	Prepovedana ponovna uporaba		Proizvajalec
	Pozor: v skladu z ameriško zvezno zakonodajo se ta naprava lahko proda le zdravniku ali pa jo lahko naroči le zdravnik.		

Več informacij o uporabljenih simbolih je na voljo na naši spletni strani:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Pozor

- Pripomoček se lahko uporablja le v kombinaciji z izdelki za estetiko iz portfelja Möller Medical.
- Ta navodila veljajo le skupaj z navodili za uporabo posameznih uporabljenih naprav.
- Indikacije, kontraindikacije, ciljna skupina Oglejte si navodila za uporabo posameznih uporabljenih naprav.
- O vseh dogodkih ali resnih neželenih dogodkih, povezanih z izdelkom, je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali bolnik sedež.
- Navzkrižne reakcije med izdelki trenutno niso znane.
- Za pravilno uporabo in izvedbo pregleda s tem izdelkom je odgovoren lečeči zdravnik.
- Ta navodila za uporabo so le splošna navodila.
- Podjetje Möller Medical GmbH zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe izdelkov ali uporabe izdelkov s strani nepooblaščenega oseba.
- Ker se izdelek uporablja pri tehnično zapletenih postopkih, morajo biti zdravniki seznanjeni z ravnanjem in uporabo izdelka ter drugimi instrumenti, potrebnimi za postopek, in samim postopkom.
- Gre za sterilni izdelek za enkratno uporabo.
- Preverite, ali embalaža ni poškodovana.
- Kontaminirani izdelki lahko povzročijo poškodbe, bolezni ali smrt bolnika.
- Ne uporabljajte izdelkov s poškodovano, odprto ali vlažno embalažo.
- Ponovna uporaba izdelkov za enkratno uporabo pomeni potencialno tveganje okužbe za bolnika ali uporabnika.
- Čiščenje, razkuževanje in sterilizacija lahko poslabšajo ključne lastnosti materiala in parametre izdelka do te mere, da se artikel pokvari.
- Odstranjevanje se izvede v skladu z bolnišničnimi predpisi ali veljavnimi zakoni.
- Izdelek je treba hraniti v suhem, hladnem, čistem in pred svetlobo zaščitenem prostoru.
- Preverite datum uporabnosti.
- Ne uporabljajte izdelkov s pretečenim datumom uporabnosti.

Namen uporabe

TLA Tubing Liposat® Pro/power se uporablja za medicinske indikacije, ki med drugim vključujejo spremembo maščobnega tkiva, in na področju estetskega oblikovanja telesa.

TLA Tubing Liposat® Pro/power se uporablja za dovajanje tumescentnih raztopin lokalnega anestetika, drugih vodnih infuzijskih raztopin ter telesnega podkožnega tkiva in njegovih sestavin v telo.

Komplet cevk se trži steriliziran z etilenoksidom kot izdelek za enkratno uporabo in se lahko uporablja samo v povezavi z Liposat® power in Liposat® Pro.

Uporaba in upravljanje

Liposat® power

Črpalka se vrti v levo.

1. Odprite sprednje steklo črpalke.
2. Glavo črpalke obrnite v ustrezen položaj.
3. Iz embalaže vzemite sterilni komplet cevk z motnim segmentom črpalke.
4. Nastavek je na desni strani.
5. Adapter sesalne strani kompleta cevk vstavite v desno držalo za cevke.
6. Rotor obračajte v levo.
7. Vodila cevi črpalke pomagajo pri napeljevanju cevk.
8. Adapter sesalne strani kompleta cevk vstavite v levo držalo za cevke.
9. Levi konec kompleta cevk povežite z drugim kompletom cevk in možnostjo infiltracije.
10. V vrečko z medijem za infiltracijo vstavite nastavek kompleta cevk.
11. Zaprite sprednji pokrov črpalke.
 - Levo Luer (možnost infiltracije)
 - Desno nastavek (sredstvo za infiltracijo)

Liposat® Pro




















Črpalka se vrti v desno.

1. Odprite sprednje steklo črpalke.
2. Rotor se samodejno zavrti v ustrezen položaj.
3. Sterilni komplet cevk vzemite iz embalaže.
4. Nastavek je na levi strani.
5. Levi konec segmenta črpalke pazljivo pritisnite v levo držalo za cevke, da zaskoči.
6. Komplet cevk vstavite tako, da jih bo rotor lahko optimalno zagrabil.
7. Držite pritisnjen gumb »Vstavljanje kompleta cevk«.
8. Rotor se zavrti in namesti komplet cevk.
9. Gumb spustite, ko je komplet cevk vstavljen.
 - Alternativa za 7–9:
10. Rotor z roko zasukajte v desno.
11. Previdno potiskajte preostali segment črpalke v desno držalo za cevke, dokler se ne zaskoči.
12. Desni konec kompleta cevk povežite z drugim kompletom cevk in možnostjo infiltracije.
13. V vrečko z medijem za infiltracijo vstavite nastavek kompleta cevk.
14. Zaprite sprednji pokrov črpalke.
 - Levo nastavek (sredstvo za infiltracijo)
 - Desno Luer (možnost infiltracije)

sv Bruksanvisning

Navodila za uporabo so sestavni del izdelka.

Förklaring av säkerhetssymboler

	Beakta bruksanvisningen		Sterilisera ej på nytt
	Artikelnummer		Använd inte om förpackningen är skadad
	Parti		Förpackningsenhet
	Medicinteknisk produkt		Kan användas till ÅÅÅÅ-MM-DD
	Unik produktidentifiering av en medicinteknisk produkt		Temperaturbegränsning
	Steriliserad med etylenoxid		Förvaras torrt
	Enkelt sterilbarriärsystem		Skyddas mot solljus
	Enkelt sterilbarriärsystem med yttre skyddsförpackning		Tillverkningsdatum ÅÅÅÅ-MM-DD
	Får inte återanvändas		Tillverkare
	Varning: Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas till en läkare eller beställas av en läkare.		

Mer information om de använda symbolerna finns på vår hemsida:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

OBS!

- Produkten får endast användas i kombination med produkterna från Möller Medicals estetikportfölj.
- Denna instruktion är endast giltig tillsammans med bruksanvisningarna för de apparater som används.
- Indikationer, kontraindikationer, målgrupp: Se bruksanvisningarna för de apparater som används.
- Alla allvarliga händelser som inträffar i samband med produkten måste rapporteras till tillverkaren och ansvarig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är registrerad.
- Korsreaktioner med produkten är för närvarande inte kända.
- Behandlande läkare ansvarar för korrekt användning och genomförande av undersökningen med denna produkt.
- Dessa bruksanvisningar ger endast allmänna instruktioner.
- Möller Medical GmbH avsäger sig allt ansvar för skador som uppkommer på grund av felaktig användning av produkten samt om produkten används av obehörig personal.
- Eftersom produkten används i tekniskt komplicerade ingrepp bör kliniken känna till hanteringen och användningen av produkten, samt de övriga instrument som krävs för proceduren.
- Det är en steril engångsprodukt.
- Kontrollera att förpackningen är intakt.
- Förorenade produkter kan leda till skada, sjukdom eller död för patienten.
- Använd inte produkter med skadad, öppnad eller fuktig förpackning.
- Återanvändning av engångsprodukter medför en potentiell infektionsrisk för patienten eller användaren.
- Rengöring, desinfektion och sterilisering kan påverka kritiska materialegenskaper och produktparametrar i en sådan utsträckning att det leder till att produkterna inte kommer att fungera.
- Bortskaffande sker enligt sjukhusförordningen eller tillämplig lag.
- Produkten ska förvaras torrt, svalt, rent och skyddat från ljus.
- Kontrollera utgångsdatumet.
- Använd inte produkter som passerat sista förbrukningsdatum.

Avsett ändamål

TLA Tubing Liposat® Pro/power används både för medicinska indikationer som är förknippade med en förändring i fettvävnad och inom området estetisk kroppsformning. TLA Tubing Liposat® Pro/power används för att föra in svällande lokalanestesilösningar, andra vattenhaltiga infusionslösningar och kroppens egen subkutana vävnad och dess komponenter i kroppen. Slangsatsen är steriliserad med etylenoxid och släpps på marknaden som en engångsprodukt och får endast användas tillsammans med Liposat® power och Liposat® Pro.

Användning

Liposat® power

Pumpen är vänstergängad.

1. Öppna pumpens främre fönster.
2. Vrid pumphuvudet till ett lämpligt läge.
3. Ta ut den sterila slangatsen med grumligt pumpsegment ur förpackningen.
4. Spetsen är på höger sida.
5. Placera adaptern på slangatsens sug sida i höger slanghållare.
6. Vrid rotorn åt vänster.
7. Pumpslang-styrningarna hjälper till att trä in slangen.
8. Placera adaptern på slangatsens sug sida i vänster slanghållare.
9. Anslut den högra änden av slangatsen till ett infiltrationsalternativ.
10. Sätt in spetsen på slangatsen i påsen som innehåller infiltrationsmediet.
11. Stäng pumpens främre fönster.
Vänster luer (infiltrationsalternativ)
Höger spets (infiltrationsmedium)

Liposat® Pro


















Pumpen är högergängad.

1. Öppna pumpens främre fönster.
2. Rotorn vrider sig själv till ett lämpligt läge.
3. Ta ut den sterila slangatsen ur förpackningen.
4. Spetsen är till vänster.
5. Tryck försiktigt in den vänstra änden av pumpsegmentet i den vänstra slanghållaren tills det klickar på plats.
6. Sätt i slangatsen på ett sådant sätt att den kan plockas upp av rotorn på ett optimalt vis.
7. Tryck och håll in knappen "Sätt i slangats".
8. Rotorn vrider sig och gängar slangatsen.
9. Släpp knappen när slangatsen är gängad.
Alternativ till 7–9:
10. Vrid rotorn medurs för hand.
11. Tryck försiktigt in det återstående pumpsegmentet i den högra slanghållaren tills det klickar på plats.
12. Anslut den högra änden av slangatsen till ett infiltrationsalternativ.
13. Sätt in spetsen på slangatsen i påsen som innehåller infiltrationsmediet.
14. Stäng pumpens främre fönster.
Vänster spets (infiltrationsmedium)
Höger luer (infiltrationsalternativ)

tr Kullanım Kılavuzu

Kullanım kılavuzu ürünün bir parçasıdır.

Kullanılan Güvenlik Sembollerinin Açıklaması

	Kullanım kılavuzuna uyun		Tekrar sterilize etmeyin
	Ürün numarası		Ambalaj hasarlıysa kullanmayın
	Şarj		Ambalaj birimi
	Tıbbi ürün		Son kullanma tarihi YYYY-AA-GG
	Tıbbi ürünün benzersiz tanımlayıcısı		Sıcaklık sınırlaması
	Etilen oksit ile sterilize edilmiştir		Kuru muhafaza edin
	Tekli steril bariyer sistemi		Güneş ışınlarına karşı koruyun
	Dış koruyucu ambalajlı tekli steril bariyer sistemi		Üretim tarihi YYYY-AA-GG
	Yeniden kullanmayın		Üretici
	Dikkat: ABD Federal Hukuku'na göre, bu cihaz yalnızca bir doktora satılabilir veya bir doktor tarafından sipariş edilebilir.		

Kullanılan semboller hakkında daha fazla bilgiyi internet adresimizde bulabilirsiniz:

<https://moeller-medical.com/ifu-ga/ifu-ga/>

Dikkat

- Ürün yalnızca Möller Medical'in Estetik Portföy ürünleriyle birlikte kullanılabilir.
- Bu talimatlar yalnızca kullanılan ilgili cihazların kullanım kılavuzları ile birlikte geçerlidir.
- Endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve hedef kitle: Kullanılan ilgili cihazların kullanım kılavuzuna bakınız.
- Ürünle ilgili meydana gelen tüm olaylar veya ciddi istenmeyen etkiler üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu üye devletin yetkili makamına bildirilmelidir.
- Ürünler arası reaksiyonlar şu anda bilinmemektedir.
- Bu ürünün doğru şekilde kullanımı ve muayene uygulaması, tedavi eden doktorun sorumluluğundadır.
- Bu kullanım kılavuzunda yalnızca genel talimatlar yer almaktadır.
- Möller Medical GmbH, ürünlerin yanlış veya yetkisiz personel tarafından kullanılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
- Ürünün teknik olarak karmaşık yöntemlerde kullanılması gerektiği düşünüldüğünde, doktorların ürünün kullanımını, işlem için gerekli olan diğer araçları ve süreci bilmeleri gerekmektedir.
- Steril ve tek kullanımlık bir üründür.
- Ambalajın sağlamlığını kontrol edin.
- Kontamine maddeler hastanın zarar görmesine, hastalanmasına veya ölümüne yol açabilir.
- Ambalajı hasarlı, açılmış veya nemli olan ürünleri kullanmayın.
- Tek kullanımlık ürünlerin tekrar kullanılması, hasta veya işlemi gerçekleştiren kişide potansiyel bir enfeksiyon riski oluşturabilir.
- Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon; önemli malzeme özelliklerini ve ürün parametrelerini ürünün bozulmasına yol açacak ölçüde etkileyebilir.
- Atıkların bertaraf işlemi hastane düzenlemelerine veya geçerli yasalara uygun olarak gerçekleştirilir.

- Ürünler kuru, serin, temiz ve ışık almayan bir alanda saklanmalıdır.
- Ürünlerin son kullanma tarihin kontrol edin.
- Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın.

Kullanım Amacı

TLA Tubing Liposat® Pro/power, hem yağ dokusunun değişimi ile ilişkili olan tıbbi endikasyonlar için hem de estetik vücut şekillendirme alanında kullanılır.

TLA Tubing Liposat® Pro/power, Tumesenz lokal anestezi çözeltilerini, diğer sulu infüzyon çözeltilerini ve vücutta bulunan subkütan dokuyu ve bileşenlerini vücuda iletmek için kullanılır.

Hortum seti, etilen oksit ile sterilize edilerek tek kullanımlık ürün olarak satışa sunulur ve yalnızca Liposat® Pro/power ve Liposat® Pro ile kullanılmalıdır.

Uygulama ve Kullanım

Liposat® power

Pompa saat yönünün tersindedir.

1. Pompanın ön panelini açın.
2. Pompanın başını uygun konuma döndürün.
3. Bulanık pompa segmentli steril hortum setini ambalajından çıkarın.
4. Sivri uç sol tarafta bulunur.
5. Hortum setinin emme tarafı adaptörünü sağ hortum tutucuya yerleştirin.
6. Çarkı sola döndürün.
7. Pompa hortumu kılavuzları, hortumların geçirilmesine yardımcıdır.
8. Hortum setinin emme tarafı adaptörünü sol hortum tutucuya yerleştirin.
9. Hortum setinin sol ucunu ikinci bir hortum seti ve infiltrasyon seçeneğine bağlayın.
10. Hortum setinin sivri ucunu infiltrasyon maddesi içeren torbaya batırın.
11. Pompanın ön panelini kapatın.
Sol Luer (infiltrasyon seçeneği)
Sağ sivri uç (Infiltrasyon maddesi)

Liposat® Pro

Pompa saat yönündedir.

1. Pompanın ön panelini açın.
2. Çark kendiliğinden uygun bir konuma döner.
3. Steril hortum setini ambalajından çıkarın.
4. Çivi sol tarafta bulunur.
5. Pompa segmentinin sol ucunu, yerine oturana kadar sol hortum tutucuya dikkatlice bastırın.
6. Çarkın hortum setini en rahat şekilde alabilmesi için hortum setini buna göre yerleştirin.
7. "Hortum setini yerleştir" düğmesini basılı tutun.
8. Çark döner ve hortum setine bağlanır.
9. Hortum setine bağlantı yapıldığında butonu bırakın.
7-9 Alternatifi:
10. Rotoru elinizle sağa doğru döndürün.
11. Kalan pompa segmentlerini yerine oturana kadar sağ taraftaki hortum tutucuya dikkatlice bastırın.
12. Hortum setinin sağ ucunu ikinci bir hortum seti ve infiltrasyon seçeneğine bağlayın.
13. Hortum setinin sivri ucunu infiltrasyon maddesi içeren torbaya batırın.
14. Pompanın ön panelini kapatın.
Sağ uç (Infiltrasyon maddesi)
Sağ Luer (infiltrasyon seçeneği)

2023-Okt V01

Revision | Revision status | Актуална редакция | Stav revize | Revisionsstatus | Στάδιο αναθεώρησης | Estado de revisión |
Läbivaatus seisuga | Tarkistustila | État de révision | Stanje revizije | Felülvizsgálati állapot | Endurskoðunarstaða |
Stato della revisione | Redakcijas data | Pārskatīšanas statuss | Revisiestatus | Revisjonsutgave | Wersja | Versão da atualização |
Nivel revizie | Stav revízie | Stanje pri pregledu | Revisionsstatus | Revizyon durumu

CE 0482

REF: 30007617



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstraße 29-31
36043 Fulda, Germany

Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0
Fax. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850
<http://www.moeller-medical.com>
info@moeller-medical.com

