

UPUTE ZA UPORABU

hr

Liposat[®] / Vibrasat[®] Footswitch



VAŽNO

PRIJE UPORABE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE

ZADRŽITE ZA KASNIJU UPORABU

© Möller Medical GmbH

Sva prava pridržana.

Ni jedan dio ove dokumentacije ne smije se reproducirati ni prevoditi ni u kojem obliku i ni na koji način bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Möller Medical GmbH. Stanje informacija, specifikacija i ilustracija sadržanih u ovim uputama za uporabu iskazano je brojem verzije na zadnjoj stranici. Tvrtka Möller Medical GmbH pridržava pravo izmjena s obzirom na tehnologije, funkcije, specifikacije, dizajn i informacije u svakom trenutku i bez prethodne najave.

Möller Medical GmbH, Wasserkuppenstraße 29-31, 36043 Fulda, Njemačka

Sadržaj

1	Opće sigurnosne upute	5
1.1	Objašnjenja upotrijebljenih sigurnosnih znakova	5
1.1.1	Simboli u uputama za uporabu.....	5
1.1.2	Simboli na uređaju	5
1.1.3	Dodatni simboli na prodajnom pakiranju	6
1.2	Upozorenje.....	6
1.3	Dodatne informacije	6
2	Opis proizvoda	7
2.1	Namjena.....	7
2.2	Liposat® / Vibrasat® Footswitch	7
2.2.1	Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica).....	7
2.2.2	Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučica).....	8
2.3	Utaknite Liposat® / Vibrasat® Footswitch	8
3	Uklanjanje smetnji	9
4	Zbrinjavanje	10
5	Uvjeti skladištenja / Tehnički podaci	11

Opće sigurnosne upute

1 Opće sigurnosne upute

1.1 Objašnjenja upotrijebljenih sigurnosnih znakova

Važne informacije vizualno su označene u ovim uputama za uporabu. Ove su upute preduvjet za isključivanje opasnosti za pacijenta, korisnika i treće osobe, kao i za izbjegavanje oštećenja ili funkcijskih smetnji na uređaju.

1.1.1 Simboli u uputama za uporabu



Pozor



Uputa ili pomoć

1.1.2 Simboli na uređaju



Broj artikla



Broj šarže, serije



Jedinstveni identifikator medicinskog proizvoda



Medicinski proizvodi



Datum proizvodnje (GGGG-MM-DD)



Proizvođač



Pogledajte upute za uporabu

IPX7

Zaštita od jakog mlaza vode, odnosno od prodora vode pri kratkotrajnom potapanju

IPX8


Zaštita od jakog mlaza vode, odnosno od prodora vode pri trajnom potapanju



Preuzimanje povrata i zbrinjavanje u skladu s Direktivom WEEE

Opće sigurnosne upute

1.1.3 Dodatni simboli na prodajnom pakiranju



Ograničenje temperature



Jedinica pakiranja



Preuzimanje povrata i zbrinjavanje u skladu s Direktivom WEEE

RX ONLY

Oprez: U skladu sa saveznim zakonodavstvom SAD-a, ovaj se proizvod smije prodati samo liječniku ili po nalogu liječnika.

Dodatne informacije o upotrijebljenim simbolima možete pronaći na našoj početnoj stranici: www.moeller-medical.com/glossary-symbols

1.2 Upozorenje



- Obavljanje preinaka na uređajima nije dopušteno
- U dijelove uređaja koji provode napon ne smije prodrijeti tekućina
- Prilikom čišćenja vodite računa o tome da sredstvo za čišćenje ne dospije u utičnice
- Prije čišćenja izvucite mrežni kabel
- Priključne kabele bilo koje vrste zamijenite već čim se pojave najmanja oštećenja i pazite na to da se ne gazi po kabelima
- Držite kabele podalje od izvora topline. Time sprječavate taljenje izolacije koje može izazvati požar ili strujni udar
- Utikače nemojte silom utiskivati u utičnice
- Prilikom izvlačenja utikača nemojte povlačiti za kabel. Prilikom izvlačenja po potrebi otpustite blokadu utikača
- Uređaje nemojte izlagati jakoj toplini ili plamenu
- Uređaje nemojte izlagati jakim udarcima
- Dođe li do zagrijavanja, pojave ili mirisa dima, odmah odvojite uređaje od mrežnog napajanja

1.3 Dodatne informacije

Pogledajte dodatne informacije i upute iz sljedećih uputa za uporabu.

Upute za uporabu	
Liposat® Pro i Liposat® Pro plus	Vibrasat® Pro
Liposat® power	Vibrasat® power

*Tablica 1:
Upute za uporabu koje se navode*

Sve upute za uporabu dostupne su na različitim jezicima na našoj početnoj stranici: www.moeller-medical.com/ifu-ga

Opis proizvoda

2 Opis proizvoda

2.1 Namjena

Pomoću prekidača Liposat® / Vibrasat® Footswitch moguće je daljinski upravljati uređajima serije Vibrasat® i Liposat®.

2.2 Liposat® / Vibrasat® Footswitch

Istodobno je na uređaje moguće priključiti dva prekidača Liposat® / Vibrasat® Footswitch (odnosi se na Pro uređaje). Obje priključne utičnice sa stražnje strane ravnopravne su i nožni prekidači Liposat® / Vibrasat® Footswitch ponašaju se identično. Priključne utičnice imaju prstenaste oznake u boji. Po potrebi na kabele nožnih prekidača Liposat® / Vibrasat® Footswitch postavite odgovarajuće kabelaške oznake radi sigurnog raspoznavanja ispravnog položaja.



- Prilikom uključivanja pazite na to da urez na utikaču pokazuje prema gore kako bi odgovarao utičnici prekidača. Nepravilna montaža uzrokuje neispravan rad uređaja

Ostale oznake kabela možete koristiti i za označavanje bojom nožnih prekidača Liposat® / Vibrasat® Footswitch vaših drugih uređaja tvrtke Möller Medical kako biste ih bolje međusobno razlikovali. Nožni prekidač Liposat® / Vibrasat® Footswitch odgovara mogućnostima postavki uređaja Vibrasat® i Liposat®.

2.2.1 Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica)



Slika 1:
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica)

Uređaji se mogu pokretati i zaustavljati pritiskom na tipku.


Nožni prekidači s 1 papučicom Liposat® / Vibrasat® Footswitch imaju sljedeće kataloške brojeve:

Naziv	Kataloški broj
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica, duljina kabela 2 m)	93003545
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica, duljina kabela 5 m)	00003982

Tablica 2:
Kataloški broj Liposat / Vibrasat® Footswitch (1 papučica)

Opis proizvoda

2.2.2 Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučica)



Slika 2:
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice)

Br.	Naziv
1	Tipka za kretanje prema dolje
2	Tipka On/Off (uklj./isklj.)
3	Tipka za kretanje prema gore

Tablica 3:
Naziv

Uređaji se mogu pokretati i zaustavljati pritiskom na tipku On/Off (uklj./isklj.). Pomoću tipki za kretanje prema gore ili dolje moguće je namještati brzinu vibriranja ili brzinu unošenja.

Nožni prekidači s 3 papučice Liposat® / Vibrasat® Footswitch imaju sljedeće kataloške brojeve:

Naziv	Kataloški broj
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice, duljina kabela 2 m)	93003517
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice, duljina kabela 5 m)	00003981

Tablica 4:
Kataloški broj Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučica)

2.3 Utaknite Liposat® / Vibrasat® Footswitch

Utikači za Liposat® / Vibrasat® Footswitch kao i utičnice imaju vodeću tračnicu. Vodeće tračnice obaju elemenata moraju ući jedna u drugu jer se inače prilikom priključivanja mogu oštetiti.

1. Poravnajte vodeće tračnice utičnice i utikača jednu prema drugoj
2. Utikač treba potisnuti u utičnicu tako da vodeće tračnice uđu jedna u drugu i da se pritom ne osjeti nikakav otpor
3. Čim se osjeti jači otpor, prekinite postupak i provjerite poravnanje vodećih tračnica
4. Rukom pritegnite sigurnosnu maticu
5. Lagano pomicanje utikača može olakšati pritezanje

Uklanjanje smetnji

3 Uklanjanje smetnji

Nožni prekidač ne reagira	Priključni kabel nožnog prekidača nije priključen ili je pogrešno utaknut. Provjerite utični spoj.
Ako se navedenom mjerom ne postigne uspjeh, obratite se servisnoj službi tvrtke Möller Medical GmbH.	

Servisna služba tvrtke Möller Medical GmbH:

Möller Medical GmbH

Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Njemačka

Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0
Telefaks +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com

Servis

Telefon: +49 (0) 661 94195 - 108
Telefaks: +49 (0) 661 94195 - 850
E-pošta: service@moeller-medical.com



Zbrinjavanje

4 Zbrinjavanje



Ovaj uređaj sadrži materijal koji je nužno zbrinuti u skladu s propisima o zaštiti okoliša. Na ovaj uređaj odnose s odredbe Direktive (EU) 2012/19 o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE2). Stoga je uređaj označen simbolom precrtane kante za smeće na natpisnoj pločici.

Uređaje koji se više ne upotrebljavaju vratite tvrtki Möller Medical GmbH. Time se osigurava da će se oni zbrinuti u skladu s nacionalnim inačicama Direktive WEEE.

Uvjeti skladištenja / Tehnički podaci

5 Uvjeti skladištenja / Tehnički podaci

Broj artikla

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica, duljina kabela 2 m)	Kataloški br. 93003545
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica, duljina kabela 5 m)	Kataloški br. 00003982
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice, duljina kabela 2 m)	Kataloški br. 93003517
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice, duljina kabela 5 m)	Kataloški br. 00003981

Dimenzije

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica)	Širina x visina x dubina: 140 mm x 45 mm x 105 mm	+ (duljina kabela) + (2 m / 5 m)
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice)	Širina x visina x dubina: 290 mm x 55 mm x 134 mm	+ (duljina kabela) + (2 m / 5 m)

Težina

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica, duljina kabela 2 m)	0,300 kg
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica, duljina kabela 5 m)	0,400 kg
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice, duljina kabela 2 m)	1,200 kg
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice, duljina kabela 5 m)	1,300 kg

Informacije o transportu i skladištenju

Temperatura	-10 °C do +50 °C
Vlažnost zraka	< 90 % rel. vlage
Dimenzije pakiranja Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica)	Širina x visina x dubina: 80 mm x 250 mm x 140 mm
Dimenzije pakiranja Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice)	Širina x visina x dubina: 320 mm x 55 mm x 215 mm

Radni uvjeti

Temperatura	+10 °C do +40 °C
Vlažnost zraka	30 % do 75 % rel. vlage
Atmosferski tlak	70,1 kPa – 101,3 kPa (3000-0 m NN)

Vrsta zaštite

Liposat® / Vibrasat® Footswitch (1 papučica)	IP X7 (u skladu s normom IEC 60601-1)
Liposat® / Vibrasat® Footswitch (3 papučice)	IP X8 (u skladu s normom IEC 60601-1)



Kataloški broj upute za
uporabu
(REF) 93008359



Möller Medical GmbH
Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Njemačka

Tel. +49 (0) 661 / 94 19 5 – 0
Telefaks +49 (0) 661 / 94 19 5 – 850
www.moeller-medical.com
info@moeller-medical.com

